



Включение монитора:

Нажать кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ»

Надеть манжету и пульсоксиметр пациенту

Нажать кнопку «NIBP»

Задать время измерения в «Окне ввода интервала»

Выключение монитора: для отключения аппарата нажать кнопку «Вкл/выкл»

Дезинфекции подлежат наружные поверхности прибора, а также датчики пульсоксиметрические, кабель пациента, манжеты для измерения давления, датчики температуры, принадлежности капнометра и модуля инвазивного измерения давления не одноразового применения.

Допускается применение дезинфицирующих средств отечественного и зарубежного производства по МУ-287-113 с учётом методических документов по их применению;