

**предназначен для эффективного лечения
желтушки новорожденных без использования
дополнительных лекарств в учреждениях
родовспоможения, перинатальных центрах.**



1. Перед проведением процедуры фототерапии необходимо закрыть плотной повязкой (специальными очками) глаза.
 2. Установить облучатель около ложа ребенка;
 3. Застопорить колеса, нажав ногой на педаль тормоза;
 4. Установить осветитель на необходимой высоте
 5. Убедиться в том, что корпус осветителя установлен в горизонтальное положение;
 6. Нажать на кнопку «СЕТЬ»
 7. Нажать на кнопку текущее/сеанс выбрать «СЕАНС»;
 8. Установить время нажав на кнопку часы/минуты;
 9. Нажать на кнопку старт/стоп для включения и выключения;
- Провести процедуру в соответствии с медицинскими методиками и указаниями врача;

Монитором Mindrey BeneView T5



ОБРАБОТКА: Дезинфекция. Изделия проводить двухкратным протиранием наружных поверхностей облучателя и стойки салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе. Через 1 час протереть поверхности салфеткой, смоченной чистой водой, а затем насухо протереть салфеткой.