

ЛАМПЫ ЩЕЛЕВЫЕ SL-P

Краткое руководство по эксплуатации



Обследование передней части глаза

- Голову пациента установить так, чтобы она плотно прилегала к подбороднику и налобнику лицевого установа. Глаз пациента должен находиться на уровне головки с призмой, что достигается подъемом подбородника 7 (вращением ручки). Разворотом корпусов призм 18 бинокулярной приставки 17 установить окуляры так, чтобы они соответствовали расстоянию между зрачками наблюдателя.
- Наблюдая в микроскоп при выбранном увеличении и перемещая лампу с помощью рукоятки 27, навести щель на различные участки переднего отдела глаза. При микроскопии в ряде случаев требуется изменение спектрального состава освещения. Для этого в осветителе предусмотрены цветные светофильтры, которые устанавливаются вращением диска 25.
- В большинстве случаев при обследовании переднего отдела глаза применяют узкое щелевое освещение для получения «оптических срезов» роговицы, хрусталика и стекловидного тела.

Обследование глазного дна и заднего стекловидного тела

- Для обследования глазного дна и заднего стекловидного тела используют асферическую линзу 60 дптр.
- Для этого осветитель и микроскоп при наименьшем увеличении установить в нулевое положение по шкале.
- Установить максимальную длину щели, а ширину щели - в соответствии с диаметром зрачка.
- Установить наименьшую освещенность щели вращением ручки регулировки яркости лампы на блоке питания. Перемещая лампу, сфокусироваться на радужную оболочку глаза так, чтобы щель совпала с диаметром зрачка.
- Расположить асферическую линзу перед глазом пациента. Медленно перемещая лампу и асферическую линзу, добиться резкого изображения глазного дна, увести блик отраженный от роговицы глаза на край поля зрения микроскопа.
- При обследовании глазного дна в горизонтальной плоскости осветитель и микроскоп вместе повернуть вокруг оси вращения, или взгляд не исследуемого глаза пациента направить с помощью фиксационной точки.
- Для обследования заднего стекловидного тела глаза микроскоп перемещают к врачу от положения, в котором наблюдалось глазное дно пациента.
- При введении сине-зеленого светофильтра, расположенного в диске осветителя обследование глазного дна и заднего стекловидного тела проводить в бескрасном свете.
- Изменение размера щели по ширине осуществляется ручкой 26. Для изменения длины щели служит кольцо 28, вращающее диск с набором диафрагм.