

Аппарат «Фотек Е81М»

Краткое руководство

Аппарат электрохирургический высокочастотный предназначен для рассечения и коагуляции биологической ткани.

Монополярные режимы

- «РЕЗАНИЕ»: Монополярное резание без гемостаза, (Гемостаз слабо выражен)
- «СМЕСЬ»: Монополярное резание с гемостазом.
- «СМЕСЬ 1»: Монополярное резание с гемостазом. (Гемостаз более выраженный, чем в СМЕСЬ).
- «СПРЕЙ»: Монополярная бесконтактная коагуляция.
- «ФОРС»: Монополярная бесконтактная коагуляция. (Искрение менее выражено, чем в СПРЕЙ)
- «МЯГКАЯ»: Монополярная контактная коагуляция.

Биполярные режимы

- «БИ-КОАГ»: Биполярная коагуляция.
- «БИ-КОАГ АВТО-СТОП»: Биполярная коагуляция с автоматическим выключением подачи высокочастотного тока на инструмент при завершении коагуляции.

Включение режимов

- Нажмите кнопку с названием выбранного режима. Убедитесь, что включился индикатор над кнопкой.
- При включении режима «АВТО-СТОП» автоматически включается индикатор «БИ-КОАГ».

Установка мощности

- Нажмите кнопку с названием выбранного режима. Убедитесь, что включился индикатор над кнопкой.
- Кнопками набора мощности установите мощность режима.
- Для каждого из режимов мощность устанавливается индивидуально.



Активация резания

- Подключите двухклавишную педаль, подсоедините нейтральный электрод.
- Включите режим резания, установите его мощность. Нажмите жёлтую клавишу педали. Альтернативно подключите держатель монополярных электродов с кнопками.

Активация монополярной коагуляции

- Подключите двухклавишную педаль, подсоедините нейтральный электрод.
- Включите режим коагуляции, установите его мощность.
- Нажмите синюю клавишу педали. Альтернативно подключите держатель монополярных электродов с кнопками.
- Нажмите синюю кнопку держателя.

Активация биполярной коагуляции

- Включите режим «БИ-КОАГ», установите его мощность.
- Подключите двухклавишную педаль или одноклавишную педаль БИ.
- Нажмите синюю клавишу двухклавишной педали (клавишу одноклавишной педали).

Порядок установки

- Подготовьте и установите стойку передвижную с принадлежностями в соответствии с прилагаемым к ней руководством по эксплуатации.
- Установите стойку в помещении, где предполагается использовать аппарат. Заблокируйте колёса стойки тормозами.
- Установите аппарат на стойку.
- При отсутствии стойки аппарат можно устанавливать вблизи операционного стола на любую открытую горизонтальную поверхность, где будет обеспечиваться естественная конвекция воздуха.
- Подсоедините шнур питания сначала к разъёму на аппарате, затем к сетевой розетке.

Подсоединение принадлежностей и подготовка к работе

- Подключите педали к разъёмам на задней панели аппарат в соответствии с маркировкой.
- Если предполагается работа в монополярных режимах резания или коагуляции, к пациенту необходимо приложить нейтральный электрод.

Предпочтительные места наложения многоцветного нейтрального электрода — это ягодица, передненаружная поверхность бедра

Завершение работы

- Осторожно, избегая рывков, отсоедините нейтральный электрод от пациента. Выключите питание аппарата (необходимо перевести сетевой выключатель на передней панели блока управления в положение «О»).
- Отсоедините держатели (кабели), инструменты (электроды) и нейтральный электрод от блока управления.
- Проведите чистку и дезинфекцию составных частей аппарата