

Кольпоскоп КН6-02 ЗЕНИТ – это современный медицинский прибор, предназначенный для диагностики заболеваний шейки матки, влагалища и наружных половых органов

Краткое руководство

1. Включите кольпоскоп

2. Установка рабочего расстояния

Рабочее расстояние - это расстояние от внешнего края передней линзы до поверхности исследуемой ткани (составляет 300 мм). Перед началом исследования установите кольпоскоп на данное расстояние.

3. Тонкая регулировка

Тонкая регулировка по горизонтали и вертикали, а также регулировка наклона осуществляется с помощью обеих рукояток тонкой регулировки.



- | | |
|---|---|
| 1 | Рукоятка вертикальной регулировки
Служит для установки высоты кольпоскопа (максимальная высота в общей сложности составляет 80 мм). |
| 2 | Рукоятка горизонтальной регулировки - резкость
Служит для выдвигения кольпоскопа вперёд и назад (максимальный диапазон перемещения в общей сложности составляет 40 мм). |
| 3 | Рукоятка горизонтальной регулировки - наклон
Наклон кольпоскопа можно изменить с помощью подъёма и опускания рукоятки горизонтальной регулировки. |

Настройка резкости окуляров

1. С помощью рукоятки горизонтальной регулировки установите кольпоскоп в среднее положение.
2. Поставьте кольпоскоп на расстоянии 300 мм от канало- либо вертикального плоского объекта (это может быть ровная стена с рисунком на ней).
3. Установите переключатель увеличения в максимальную позицию (увеличение 30х, в приборах с трёхступенчатым увеличением - 15х).



4. Развинтите призмы настолько, чтобы вы без труда смогли увидеть то же самое изображение.

Компенсация аметропии

Оба окуляра позволяют компенсировать близорукость или дальнозоркость. Эта компенсация настраивается отдельно для каждого глаза (в пределах от +7 до -7 диоптрий).



Изменение оптического увеличения

Оптическое увеличение можно настроить с помощью переключателя увеличения.



Введение зелёного светофильтра

Для более подробного исследования поверхности ткани можно использовать зелёный светофильтр.



- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Введение зелёного светофильтра |
| 2 | Выведение зелёного светофильтра |