

STORZ HAMOU ENDOMAT 26331020-1

предназначен для использования во время как гистероскопических, так и лапароскопических операций. Выбор соответствующего вида операции выполняется автоматически после укладки соответствующих трубок, предназначенных для данных операций. Устройство распознает требуемый рабочий режим через различные «коды» трубок и настраивает соответствующие рабочие параметры.

Пуск в эксплуатацию

Включить устройство сетевым выключателем (загорится красная контрольная лампочка). После этого устройство выполнит автотест, в ходе которого будут проверены различные компоненты системы, заданные значения потока, давления и давления всасывания (светодиоды столбиковых индикаторов)

***Примечание.** После включения устройство «ждет» подтверждения или изменения последних использовавшихся значений. Об этом свидетельствует мигание соответствующих светодиодов столбиковых индикаторов. Светодиод клавиши START/STOP промывания также мигает. До тех пор, пока эта индикация мигает, функция START (ПУСК) остается заблокированной.*



Включение устройства при нажатой клавише START/STOP промывания

В случае включения устройства при нажатом ножном переключателе или нажатой клавише START/STOP промывания тест на распознавание камеры измерения давления, тест датчиков промывания и настройка датчиков промывания не проводится.



Укладка трубок

- Уложить трубку в крепление.
- Надеть камеру измерения давления на датчик давления и повернуть по часовой стрелке до щелчка (байонетный замок).
- Соответствующие концы трубок соединить с мешочком для промывающей жидкости (острый наконечник) или с коннектором на инструменте (замок LUER).

Если трубки с камерой измерения давления уложены правильно, то контрольная индикация переключается с красного света на зеленый. Заданный рабочий режим показывается контрольным индикатором.

Удаление трубок

- Нажимать кнопку разблокировки до тех пор, пока ролики насоса не будут убраны.
- Извлечь трубку из крепления. Камеру измерения давления повернуть против часовой стрелки и снять с датчика давления