

Краткая инструкция по работе с монитором ТРИТОН МПР6-03

Индикатор
ТРЕВОГИ



Окно ввода
интервала
измерения
НИАД

Кнопка для
включения/в
ыключения

Манипулятор
для
управления
прибором

Кнопка «NIBP» для ручного запуска измерителя артериального давления, а также для первоначальной активизации автоматического периодического режима измерения.

Включение монитора:

1. Нажать кнопку **«ВКЛ/ВЫКЛ»**
2. Надеть манжету и пульсоксиметр пациенту
3. Нажать кнопку **«NIBP»**
4. Задать время измерения в **«Окне ввода интервала»**

Выключение монитора: для отключения аппарата нажать кнопку **«Вкл/выкл»**

Дезинфекции подлежат наружные поверхности прибора, а также датчики пульсоксиметрические, кабель пациента, манжеты для измерения давления, датчики температуры, принадлежности капнометра и модуля инвазивного измерения давления не одноразового применения.
Допускается применение дезинфицирующих средств отечественного и зарубежного производства по МУ-287-113 с учётом методических документов по их применению;