

АСПИРАТОР ХИРУРГИЧЕСКИЙ SO-4



НАЧАЛО РАБОТЫ

Контейнеры-сборники поместить в гнезда.

- Установить крышку контейнера с запорным клапаном, установить крышку контейнера без запорного клапана.
- Соединительный шланг с гидрофобным фильтром следует надеть одним концом на отсасывающий штуцер, а вторым концом на штуцер с маркировкой «**VACUUM**» на крышке контейнера с запорным клапаном.
- Соединительный шланг, который заканчивается прямым коннектором дренажного шланга следует надеть на штуцер «**PATIENT**» на крышке без запорного клапана.
- При помощи соединительного соединить свободные штуцеры обоих контейнеров-сборников.
- Подключить устройство к сети, а затем включить при помощи сетевого выключателя.

ОБРАБОТКА

- Отключить от сети;
- Контейнер опорожнить.
- Контейнер, крышку продезинфицировать в дезинфицирующем растворе.
- Корпус протереть салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором.

Внимание! Оборудование нестерильно. Следует применять стерильные канюли, соединяя их со стерильными шлангами!!!