

КОАГУЛЯТОР ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ «MGB» 4000 В



ОБРАБОТКА

Санитарную обработку коагулятора производить салфеткой, смоченной дезинфицирующим средством в соответствии МИ-287-113.

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Включить прибор в сеть, далее нажать кнопку «ON/OFF»;
- Настроить параметры на цветном сенсорном экране настроек.
- На шнур надеть одноразовый стерильный чехол.
- Подсоединить к ручке стерильную насадку.
- Убедиться в исправности, при нажатии на кнопки слышен звук.
- Разместить нейтральный электрод под пациента в контакте с телом,
- **чем больше площадь контактирования, тем меньше возможность ожога.**
- По окончании работы нажать кнопку «ON/OFF».

ВИДЫ РЕЖИМОВ:

монополярное резание,

монополярная коагуляция,

биполярная коагуляция и резание.