

МАТРАЦ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ «ТЕРМОЭЛИТ»



НАЧАЛО РАБОТЫ :

- Сетевой и сигнальные кабели матраца подключить к блоку питания, а вилку блока питания вставить в сетевую розетку. Выключатель питания блока управления перевести в положение «ВКЛ».
- Подождать несколько секунд, пока на правом дисплее не появятся показания реальной температуры поверхности, а на левом дисплее – «24» - заданная программой температура.
- С помощью кнопок «» и «» задайте нужную температуру для электроматраца.
- На правом дисплее появится светящаяся точка, означающая, что устройство находится в режиме нагрева. Эта точка погаснет при достижении заданной температуры, которая в дальнейшем будет поддерживаться автоматически.

ВНИМАНИЕ!!! Греющая поверхность обозначена на вшивном ярлычке «К ПАЦИЕНТУ» (расположен в ножной части матраца)

ОБРАБОТКА

- После проведения процедуры выключается общее питание, а вилка шнура питания вынимается из сетевой розетки.
- Обработать салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором