

ОТКРЫТАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ СИСТЕМА LULLABY WARMER



НАЧАЛО РАБОТЫ

- Включить аппарат выключателем **СЕТЬ**;
- Проверить ручной режим (поставить переключатель РЕЖИМ в положение **Ручной** - должен погаснуть индикатор **АВТОМАТ** и начать мигать индикатор **Ручной**;
- Проверить работу нагревателя. Через 10 минут после перевода переключателя РЕЖИМ в положение **РУЧНОЙ** через каждые 30 сек должен появляться кратковременный звуковой сигнал;
- Поставить переключатель РЕЖИМ в положение Автомат - звуковой сигнал прекратится, индикатор

РУЧНОЙ погаснет, светится индикатор **АВТОМАТ**;

- Выключить аппарат выключателем **СЕТЬ**

ОБРАБОТКА

Санитарную обработку реанимационной системы производить салфеткой, смоченной дезинфицирующим средством в соответствии МИ-287-113.