

СТОЛ НЕОНАТАЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДДЕРЖАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБОГРЕВА СНО-УОМЗ



НАЧАЛО РАБОТЫ

Включить аппарат выключателем **СЕТЬ**;

Проверить ручной режим (поставить переключатель РЕЖИМ в положение

Ручной - должен погаснуть индикатор **АВТОМАТ** и начать мигать индикатор **Ручной**;

Проверить работу нагревателя. Через 10 минут после перевода переключателя РЕЖИМ в положение **РУЧНОЙ** через каждые 30 сек должен появляться кратковременный звуковой сигнал;

Поставить переключатель РЕЖИМ в

положение Автомат - звуковой сигнал прекратится, индикатор **РУЧНОЙ** погаснет, светится индикатор **АВТОМАТ**;

Выключить аппарат выключателем **СЕТЬ**

ОБРАБОТКА

Санитарную обработку светильника производить салфеткой, смоченной дезинфицирующим средством в соответствии МИ-287-113.

ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР МЕДИЦИНСКИЙ