

ОТСОС БРОНХИАЛЬНЫЙ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

ОБРАБОТКА



НАЧАЛО РАБОТЫ

- Контейнер-сборник поместить в гнездо и установить крышку контейнера с запорным клапаном; Плотно закрутите по часовой стрелке рукоятку , регулирующую установку вакуума, перекройте входное отверстие пальцем.
- Включите прибор, значение вакуума должно быстро возрасти до величины больше, чем 0,08 МПа; освободите входное отверстие, и значение должно опуститься до величины меньше, чем 0,02МПа.Уровень вакуума может быть отрегулирован путем настройки регуляторной ручки.
- Шланг с фильтром одеть на отсасывающий штуцер, а вторым концом на штуцер с маркировкой «**VACUUM**» Дренажный шланг надеть на штуцер на крышке контейнера с запорным клапаном;

- Контейнер опорожнить.
- Контейнер, крышку продезинфицировать в дезинфицирующем растворе.
- Корпус протереть салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором.