

СВЕТИЛЬНИК ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ЭМАЛЕД 400



НАЧАЛО РАБОТЫ

- Для включения и выключения блоков освещения нажмите кнопку **«ON/OFF»**;
- Отрегулируйте освещенность блоков с помощью кнопок **«+»** и **«-»** (увеличение и уменьшение значения освещенности), находящихся справа.
- Отрегулируйте диаметр светового поля с помощью кнопок **«+»** и **«-»**, находящихся слева;
- При длительном нажатии на кнопки **«+»** и **«-»** происходит ступенчатое изменение нужной световой характеристики в сторону увеличения или уменьшения;
- Блок освещения за ручку переместить в нужное положение, чтобы создать требуемое освещение необходимого поля.

ОБРАБОТКА

Санитарную обработку светильника производить салфеткой, смоченной дезинфицирующим средством в соответствии МИ-287-113.