

Краткая инструкция использования аргоноплазменного коагулятора АРГОН - 4



1. Присоединить сетевые кабели к разъемам на задних панелях Аргон-4 и генератора.
2. Подключить педаль.
3. Включить аргоноплазменный коагулятор и генератор в розетку.
4. Установить переключатель включения/выключения Аргон-4 и генератора в положение включить.
5. Открыть вентиль баллона с газом.
6. Перед началом работы проверить заполнение баллона газом.
7. Отрегулировать поток газа с помощью кнопок увеличения/уменьшения на передней панели аргон-4, или нажмите кнопку выбора от перехода от резания к коагуляции.
8. Подготовить ручку аргоноплазменного коагулятора.
9. Произвести продувку газовой магистрали (кнопка продувки на панели)
10. Аппарат готов к работе.
11. На операционный стол положить нетральный электрод, подключить его к генератору.
12. Накрыть электрод салфеткой смоченной в воде (профилактика ожогов)

13. Уложить пациента на операционный стол, (нетральный электрод должен всей своей поверхностью прилегать к телу пациента и максимально близко к операционному полю.).
14. После обработки операционного поля и изоляции приступить к работе.
15. По окончании операции закрывать вентиль баллона с аргонном.
16. Отключить Аргон - 4 и генератор от сети.
17. Отсоединить ручку от аргоноплазменного коагулятора.
18. Обработать аппараты влажной тканью с дез раствором с моющим эффектом.

Очистка и дезинфекция.

- ✓ Отключить от сети, затем проводить обработку оборудования.
- ✓ НЕ использовать микроабразивные вещества и стальные мочалки для чистки!
- ✓ НЕ используйте органические растворители или чистящие средства, содержащие эфиры, бензин и т. д.!
- ✓ НЕ используйте аэрозоли или иные формы жидкого спрея!
- ✓ Перед каждым использованием проверяйте условия хранения кабелей электродов (ручка, нетральный электрод и т.д. изоляцию (на сухость, трещины и повреждения), и заменяйте сломанные кабели и вилки, для безопасности пациента и хирургов.