

Система электрохирургическая высокочастотная «фотек» по шгид. 94.24.16.002ТУ модели «ONYX-A»



НАЧАЛО РАБОТЫ

- 1) Включить прибор в сеть, далее нажать кнопку «ON/OFF»;
- 2) Настроить параметры на цветном сенсорном экране настроек.
- 3) На шнур надеть одноразовый стерильный чехол.
- 4) Подсоединить к ручке стерильную насадку.
- 5) Убедиться в исправности, при нажатии на кнопки слышен звук.
- 6) Разместить нейтральный электрод под пациента в контакте с телом.

**Чем больше площадь контактирования, тем меньше
возможность ожога.**

- 7) По окончании работы нажать кнопку «ON/OFF».

Очистка и дезинфекция.

- ✓ Отключить от сети, затем проводить обработку оборудования.
- ✓ НЕ использовать микроабразивные вещества и стальные мочалки для чистки!
- ✓ НЕ используйте органические растворители или чистящие средства, содержащие эфиры, бензин и т. д.!
- ✓ НЕ используйте аэрозоли или иные формы жидкого спрея!
- ✓ Перед каждым использованием проверяйте условия хранения кабелей электродов (ручка, нейтральный электрод и т.д. изоляцию (на сухость, трещины и повреждения), и заменяйте сломанные кабели и вилки, для безопасности пациента и хирургов.