

Алгоритм действий медицинской сестры при проведении электрокардиографии на аппарате 12-канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК 12 Т-01-"Р-Д" (с цветным экраном 141 мм по диагонали).

1. Подготовка аппаратуры:

Включить электрокардиограф и проверить его работоспособность. Проверить кабель пациента на предмет целостности и правильного подключения. Настроить параметры записи: чувствительность (обычно **10 мм/мВ**), скорость записи (**25 мм/с**) и фильтры (при необходимости). Можно регистрировать 3, 6, 12 общепринятых отведений, а также отведение по Нэбу, Кабреру, Франку.

Убедиться в наличии достаточного количества электродов и геля, проверить срок годности расходных материалов.

2. Подготовка пациента:

Убедиться в наличии направления на ЭКГ и провести идентификацию пациента.

Объяснить пациенту ход процедуры и попросить снять металлические предметы.

Уложить пациента на кушетку в удобном положении, обеспечив доступ к грудной клетке и конечностям.

Обеспечить психологический комфорт пациента, попросить его расслабиться и не двигаться во время записи.

3. Наложение электродов:

Подготовить кожу в местах наложения электродов (обезжирить, при необходимости обработать гелем).

Наложить электроды в соответствии со стандартной схемой:

Красный электрод - на правую руку.

Желтый электрод - на левую руку.

Зеленый электрод - на левую ногу.

Черный электрод - на правую ногу (заземление).

Грудные электроды (V1-V6) накладываются на соответствующие точки грудной клетки (см. схему).

4. Снятие ЭКГ:

Запустить запись ЭКГ на аппарате. Убедиться, что на ленте отображаются все необходимые отведения (стандартные, усиленные, грудные).

Нажать кнопку **«Старт авт.»** для автоматического снятия ЭКГ. Печать продолжается автоматически. Для ручного снятия нажать кнопку **«Старт ручн.»** и перемещать по отведениям. Кнопка **«Стоп»** остановить запись.

В процессе записи следить за состоянием пациента и качеством сигнала, при необходимости корректировать положение электродов или настройки аппарата.

5. Обработка результатов:

После записи ЭКГ остановить запись, нажать кнопку «Стоп».

На ленте указать идентификационные данные пациента, дату и время исследования.

Обработать электроды согласно инструкции по эксплуатации аппарата (протереть спиртом или специальным раствором).

Утилизировать использованные расходные материалы (салфетки, пленки).

Провести дезинфекцию рук.

Важно: При возникновении каких-либо вопросов или сомнений в процессе проведения ЭКГ, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

