

Техника снятия электрокардиограммы на аппарате **MAC**

1. Включить аппарат "MAC".
2. Настроить параметры записи: чувствительность (обычно **10 мм/мВ**), скорость записи (**25 мм/с**) и фильтры (при необходимости).

3. Наложение электродов:

Наложить электроды в соответствии со стандартной схемой:

Красный электрод - на правую руку.

Желтый электрод - на левую руку.

Зеленый электрод - на левую ногу.

Черный электрод - на правую ногу (заземление).

Грудные электроды (V1-V6) накладываются на соответствующие точки грудной клетки (см. схему).

4. Снятие ЭКГ:

Запустить запись ЭКГ на аппарате. Убедиться, что на ленте отображаются все необходимые отведения (стандартные, усиленные, грудные).

Нажать зелёную кнопку «**On/Off**». Нажатием кнопки «**Auto**» включить регистрацию. Печать продолжается автоматически.

При ручном проведении записи ЭКГ нажать кнопку «**Manual**». После регистрации необходимого количества QRS-комплексов первой группы отведений можно включить паузу печати повторным нажатием кнопки «**Manual**» и аналогично переключить следующую группу отведений и т.д. По окончании печати всех групп отведений нажать кнопку «**Stop**».

В процессе записи следить за качеством сигнала, при необходимости корректировать положение электродов или настройки аппарата.

5. После записи ЭКГ остановить запись, нажать зелёную кнопку «**On/Off**».

На ленте указать идентификационные данные пациента, дату и время исследования.

