

Алгоритм действий медицинской сестры при проведении электрокардиографии на аппарате NIHON KONDEN CARDIOFAX M

1. Подготовка аппаратуры:

Включить аппарат " NIHON KONDEN CARDIOFAX M " и проверить его работоспособность. Убедиться в наличии достаточного количества электродов и геля, проверить срок годности расходных материалов. Проверить кабель пациента на предмет целостности и правильного подключения.

Настроить параметры записи: чувствительность (обычно **10 мм/мВ**), скорость записи (**25 мм/с**) и фильтры (при необходимости).

2. Подготовка пациента:

Убедиться в наличии направления на ЭКГ и провести идентификацию пациента. Объяснить пациенту ход процедуры и попросить снять металлические предметы. Уложить пациента на кушетку в удобное положение, обеспечив доступ к грудной клетке и конечностям. Обеспечить психологический комфорт пациента, попросить его расслабиться и не двигаться во время записи.

3. Наложение электродов:

Подготовить кожу в местах наложения электродов (обезжирить, при необходимости обработать гелем).

Наложить электроды в соответствии со стандартной схемой:

Красный электрод - на правую руку.

Желтый электрод - на левую руку.

Зеленый электрод - на левую ногу.

Черный электрод - на правую ногу (заземление).

Грудные электроды (V1-V6) накладываются на соответствующие точки грудной клетки (см. схему).

4. Снятие ЭКГ:

Запустить запись ЭКГ на аппарате. Убедиться, что на ленте отображаются все необходимые отведения (стандартные, усиленные, грудные).

Нажать серую кнопку  Нажатием зелёной кнопки  включить регистрацию. Печать продолжается автоматически.

При ручном проведении записи ЭКГ нажать крайнюю справа серую кнопку , на экране аппарата выбрать **«ручной режим»**. После регистрации необходимого количества QRS-комплексов повторным нажатием зелёной кнопки  завершить печать ЭКГ.

В процессе записи следить за состоянием пациента и качеством сигнала, при необходимости корректировать положение электродов или настройки аппарата.

5. Обработка результатов:

После записи ЭКГ остановить запись, нажать зелёную кнопку .

На ленте указать идентификационные данные пациента, дату и время исследования.

Обработать электроды согласно инструкции по эксплуатации аппарата (протереть спиртом или специальным раствором).

Утилизировать использованные расходные материалы (салфетки, пленки).

Провести дезинфекцию рук.

Важно: При возникновении каких-либо вопросов или сомнений в процессе проведения ЭКГ, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

