

Алгоритм действий медицинской сестры при постановке холтеровского монитора «Валента»

Подготовка пациента и оборудования:

1. Информирование пациента: Объяснить цель исследования, как оно будет проводиться и правила поведения во время мониторингирования, а также необходимость ведения дневника.
2. Подготовка кожи: В области грудной клетки, куда будут крепиться электроды, необходимо очистить кожу от волос (у мужчин с обильным оволосением), обезжирить ее спиртовым раствором.
3. Подготовка аппаратуры: Подготовить холтеровский регистратор, электроды, провода.

Установка монитора:

1. Крепление электродов: электроды надежно крепятся к коже в области грудной клетки в соответствии со схемой.
 2. Подключение проводов: провода от электродов соединяются с холтеровским регистратором.
 3. Установка регистратора: нажимаем кнопку
- Необходимо убедиться в правильности крепления электродов и корректной работе аппарата, проводим контроль качества записи каналов кнопкой

Для начала записи нажимаем синюю кнопку, на экране появляется «идет запись», загорается синяя лампочка.

Регистратор (портативный аппарат для записи ЭКГ) крепится на пояс пациента.

4. Инструктаж по ведению дневника:

Объяснить пациенту, как вести дневник, какие данные необходимо фиксировать (время сна, бодрствования, физической активности, приема пищи, лекарств, самочувствие). Выдать бумажный вариант дневника для самостоятельного заполнения.

Снятие монитора и анализ данных:

1. Снятие монитора: Через 24 часа (или другое время, назначенное врачом) монитор снимается. Из регистратора аккуратно вынуть карту памяти и вставить в переходник, должна загореться синяя лампочка.

На рабочем столе открыть программу «Валента» В открывшемся окне справа выбираем кнопку «НОВОЕ», далее пишем данные пациента: Ф.И.О. ПОЛНОСТЬЮ, ДАТУ РОЖДЕНИЯ, ВОЗРАСТ, ДАТУ УСТАНОВКИ ХМ.

В правом нижнем углу нажать «ЗАПИСЬ». Далее справа выбрать «ФИКТИВНОЕ ОСНАЩЕНИЕ». В открывшемся окне заполнить: ТИП МОНИТОРА (выбрать (МН-02-8)) -> НОМЕР МОНИТОРА -> ВРЕМЯ ОСНАЩЕНИЯ. Нажать кнопку «ПРИНЯТЬ». Выбрать справа «ОТЛОЖЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ» -> ЗАГРУЗИТЬ ДАННЫЕ -> нажать «ДА», начнется загрузка данных в компьютер. Выйдет вкладка «ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ МОНИТОРА?», нажать «ДА».

В левом верхнем углу в списке появится Ф.И.О. пациента. Запись успешно сохранена.

В нижнем правом углу через безопасное извлечение устройств -> извлечь карту памяти и вставить обратно в регистратор.

2. Передача данных: данные с регистратора считываются и передаются врачу для анализа.

Важные моменты: Пациенту рекомендуется носить свободную одежду из натуральных тканей, чтобы избежать дискомфорта при ношении монитора. Во время мониторингирования пациент должен вести привычный образ жизни, но избегать контакта с водой, душа, сильного трения в области электродов. В случае возникновения каких-либо жалоб или необычных ощущений, необходимо немедленно зафиксировать их в дневнике.

