

Алгоритм действий медицинской сестры при постановке монитора СМАД (BpLab)



1. Подготовка оборудования:

Проверка работоспособности монитора СМАД и его калибровка. Подготовка манжеты соответствующего размера, в зависимости от окружности плеча пациента. Подготовка соединительных трубок и креплений для монитора. Подготовка дневника для пациента.

2. Подготовка пациента:

Объяснение пациенту цели и методики проведения исследования СМАД. Выявление возможных противопоказаний к проведению СМАД (например, кожные заболевания, переломы руки).

3. Установка монитора:

Открыть программу **BpLab** на компьютере, выбрать строчку «ПРОГРАММИРОВАТЬ», присоединить монитор к компьютеру, нажать «**ДАЛЕЕ**», завести данные пациента: Ф.И.О., возраст. Затем установить интервалы измерений **20 минут** в дневное время и **30 минут** в ночное время. Затем нажать «**ГОТОВО**».

Установка манжеты на плечо пациента, обычно на нерабочую руку (правшам на левую, левшам на правую). Манжета должна быть установлена на 1-2 пальца выше локтевого сгиба. Соединение манжеты с монитором с помощью трубки. Крепление монитора на пояс пациента. Вставляем батарейку нажимаем кнопку «**START/STOP**», монитор начинает автоматически измерять АД.

4. Инструктаж пациента:

Объяснение правил поведения во время измерения АД: пациент должен остановиться, расслабить руку и держать ее выпрямленной вдоль туловища. Указание на необходимость избегать интенсивных физических нагрузок во время исследования. Информирование о том, что во время измерения будет слышен звуковой сигнал. Рекомендации вести подробный дневник, отмечая все события дня (сон, бодрствование, физическую активность, приемы пищи, лекарств и самочувствие). Объяснение, что при появлении неприятных ощущений во время измерения нужно отметить это в дневнике. Предупреждение о необходимости избегать попадания влаги на прибор и манжету, а также об опасности перегиба трубки.

5. Наблюдение за пациентом:

Контроль за правильной работой монитора в первые часы после установки. Проверка положения манжеты и трубки. В случае возникновения проблем (например, не накачивается манжета, отсоединилась трубка) - оказание помощи пациенту.

6. Завершение исследования:

Снятие монитора через 24 часа (или другое время, назначенное врачом). Подключение монитора к компьютеру. Нажать «**ЧИТАТЬ ДАННЫЕ**». Следовать командам программы. В конце передачи данных с монитора на компьютер для анализа нажать «**ГОТОВО**».

