

Порядок работы СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГП-320-"ПЗ"



Порядок работы

- 1 Открыть дверь
- 2 включить **кнопкой сеть**
- 3 медицинские изделия следует загружать в таком количестве и таким образом, чтобы не препятствовать свободному прохождению воздуха к каждому медицинскому изделию на полках.
- 4 закрыть дверь
- 5 запустить **кнопкой пуск**

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. ПРОВОДИТЬ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ;
2. ПРОИЗВОДИТЬ ЗАГРУЗКУ, ВЫГРУЗКУ И ЗАДАВАТЬ ДРУГОЙ РЕЖИМ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СТЕРИЛИЗАТОРА;
3. ПОМЕЩАТЬ В СТЕРИЛИЗАЦИОННУЮ КАМЕРУ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ А ТАКЖЕ ЕМКОСТИ С ЖИДКОСТЬЮ, СПОСОБНЫЕ К ИНТЕНСИВНОМУ ИСПАРЕНИЮ;

Помещать только
металлическое и
стеклянное

Порядок работы СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГП-320-"ПЗ"

Установка температуры

Для изменения параметров выбранной программы удерживайте нажатым поле «РЕЖИМ» в течении 3-х секунд — блок управления перейдет в состояние редактирования выбранной программы.

Индикатор температуры мигает. Нажатием на одно из полей выбора режима « □ »/« □ » установите нужное значение температуры.

Установка времени

Вновь удерживайте нажатым поле «РЕЖИМ» в течении 3-х секунд — блок управления перейдет в режим редактирования времени выдержки. Индикатор времени начинает мигать. Нажатием на одно из полей « □ »/« □ » установите нужное значение времени.

Стерилизация Температура 180°C Время 60 мин

Обработка
производится
2-х
протиранием
с интервалом
15 мин
дез. раствором

Индикатор
СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Индикатор
отображения
температуры

Индикатор
отображения
времени

Выбора
режима

Индикатор
ОХЛАЖДЕНИЕ

Индикатор
ВЫГРУЗКА

Информационное
табло

Режим
(3 сек)

Пуск (2 сек)
Стоп (3 сек)