

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ АМПИР



Подготовка к работе

1. Подключить в сеть
2. Произведите намотку на теплообменник инфузионной магистрали почасовой стрелке, начиная от корпуса прибора и двигаясь к передней части. При намотке магистраль слегка необходимо натягивать, для лучшей укладки в пазы теплообменника. Требуется сделать два-три полных витка. Допускается использовать две инфузионные магистрали.
3. Переведите кнопку включения сети расположенную снизу аппарата в положение "Включено"
4. На светодиодном индикаторе отобразится ранее установленная температура нагрева теплообменника. В конце значения температуры будет гореть точка, информирующая о работе в режиме установки температуры.

Порядок работы

1. Кнопками « ↑ » « ↓ » расположенными на лицевой панели задайте необходимую температуру нагрева теплообменника в диапазоне 34 - 41,5 С
 2. Для начала процесса нагрева нажмите «ПУСК». Загорится светодиод рядом с кнопкой. В процессе выхода на заданную температуру на индикаторном табло будет отображаться текущая температура теплообменника, светодиод будет гореть либо мигать в зависимости от режима работы нагревательного элемента, разделительная точка в значении температуры будет мигать. После выхода на заданную температуру на индикаторном табло будет постоянно отображаться поддерживаемая заданная температура, разделительная точка будет постоянно гореть. Микроконтроллерная система аппарата будет автоматически отслеживать изменение температуры теплообменника, и поддерживать ее, светодиод будет периодически мигать.
 - 3 В случае необходимости изменения температуры теплообменника нажмите кнопку «СТОП». Светодиод возле кнопки «СТАРТ» погаснет, на индикаторном табло в конце значения температуры загорится точка, и будет отображаться установленная температура теплообменника. Кнопками « ↑ » « ↓ » расположенными на лицевой панели задайте необходимую температуру нагрева теплообменника в диапазоне 34 - 41,5 С. Для начала процесса нагрева нажмите «ПУСК». Необходимо учесть, что при уменьшении предыдущей заданной температуры необходимо время для остывания теплообменника и снижения температуры.
- По окончании инфузионной терапии нажмите кнопку «СТОП». Светодиод рядом с кнопкой «СТАРТ» погаснет.
- Снимите инфузионные магистрали с теплообменника аппарата.