



ДЕФИБРИЛЛЯТОР ДФР-02 «УОМЗ»

Проверить работоспособность аппарата в следующем порядке:

1. Проверить самотестирование, для чего нажать кнопку **ПИТАНИЕ** (кнопка находится снизу слева на передней панели) и сделать выдержку 5 сек, при этом на экране должно появиться изображение и не должен включиться сигнал **«ТРЕВОГА»** (индикатор и звуковая сигнализация)
2. Установить энергию 10ДЖ
3. Не извлекая электроды из углублений, нажать кнопку **«ЗАРЯД»**
4. После загорания индикатора окончание заряда нажать кнопку **«СБРОС»**
5. Зарядка аккумулятора. Нажать кнопку **МЕНЮ**, кнопкой **ВЫБОР** обозначить функцию **«АККУМУЛЯТОР»** > нажать кнопку **ФУНКЦИИ**, с помощью кнопки **ВЫБОР** > определить режим **«ЗАРЯДКА»** > кнопкой **ФУНКЦИЯ** подтвердить > вопрос **«НАЧАТЬ ЗАРЯДКУ»**, нажать **«ДА»**. Сообщение **«зарядка окончена»** > **ФУНКЦИЯ** > **ВЫБОР «ВЫХОД»**.
6. Отжать кнопку **ПИТАНИЕ** для выключения аппарата - при этом должен погаснуть экран **ЖКИ**, отключить от сети.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

После использования храните дефибриллятор в прохладном месте подключенным к электросети. Ежегодно замените батареи.

ОПАСНОСТЬ

Не используйте дефибриллятор в присутствии горючих анестетиков и высокой концентрации кислорода.

ВНИМАНИЕ

Дефибриллятор может использоваться только квалифицированным персоналом. Не прикасайтесь к больному во время дефибрилляции.

Обработать: Мелисептол

