

Fabius Tiro Drager

1. Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ (сзади системы)

2. Открыть газы (O₂, Air)

- Разъем для присоединения к системе трубопроводов мед.газов (основная подача).

- Разъем для баллонов O₂, O₂ и N₂O или O₂ и AIR (резьбовые соединения).

3. Запуск теста системы

4.1. Поверните вращающийся переключатель для установки выбора или подтверждения выбора.

4.2. Кнопка «ManSpont» (ручн/спонт) позволяет выбрать режим вентиляции.

4.3. Кнопка «SIMV/PS» для выбора вентиляции SIMV/PS (дополнительно).

4.4. Кнопка «Pressure Support» (Поддержка давлением) используется для выбора режима вентиляции с поддержкой давлением (дополнительно).

4.5. кнопка «Pressure Control» (Управление по давлению).

4.6. Кнопка «Volume Control» (Управление по объему).

4.7. Кнопка «Alarms» (Тревоги).

4.8. Кнопка «Standby» (Ожидание). Мониторинг и тревоги отключаются.

5. «Volum Control» (Управление по объему)

- подтвердить

-если настройка ИВЛ не подходят, для каждого параметра, который нужно изменить, нажмите соответствующую программируемую кнопку, выберите и подтвердите.

-аппарат ИВЛ переключится в режим вентиляции с управлением по объему.

6. Завершение работы

-Кнопка Standby (ожидание), подтвердите. Мониторинг и тревоги отключаются, ИВЛ останавливается.

- Выключите испарители, поворачивая маховичок до положения «0».

-Выключите подачу свежего газа (закройте вентили баллонов).

Дезинфекция: При дезинфекции только протирайте компоненты и следите, чтобы в аппарат не проникла жидкость!

Нельзя обрабатывать спиртсодержащими средствами, этиленоксидом!