

Инструкция по работе на аппарате для рентгенографии
передвижного палатного «Ренекс ПРО»
ООО С.П.Гелпик

1



Общие рекомендации

Обращайтесь с оборудованием аккуратно и бережно. Внимательно изучите правила эксплуатации, и всегда следуйте им для максимального увеличения срока службы. Соблюдайте сроки и правила технического обслуживания.

Аварийное выключение Аппарата

Служит для аварийного выключения Аппарата.

В аварийной ситуации, вы можете остановить работу Аппарата путем поворота по часовой стрелке Аварийного выключения Аппарата, расположенного с левой стороны.

При срабатывании Аварийного выключения блокируется подача высокого напряжения на Рентгеновский излучатель моноблочного типа, а также блокируется перемещение штативного устройства Аппарата. Экран панели управления продолжает работать, но функции Аппарата заблокированы.

Аппарат запустится снова, если повернуть переключатель в противоположном направлении.

Подготовка Аппарата к эксплуатации

1. Распаковка, монтаж и пуск Аппарата в эксплуатацию производится специалистами предприятия — изготовителя, или специалистами других предприятий, в составе не менее двух человек, производящих аналогичные работы, и имеющими допуск к работе с источниками ионизирующих излучений.

2. Требования к помещениям, в которых предполагается установка (монтаж) медицинского изделия. Специальных требований к помещениям не предъявляется. Аппарат может эксплуатироваться в больничных палатах, приемных покоях, травматологических пунктах, а также в условиях рентгеновского кабинета лечебного учреждения.

3. Порядок включения. Перед первым включением следует проверить наличие соединения розетки с шиной заземления и соответствие напряжения питания в сети указанному на табличке аппарата. '

1) Вставить вилку кабеля сетевого Аппарата в розетку;

2) Перевести пакетный выключатель на задней панели в верхнее положение

3) Нажать кнопку включения Аппарата 4) Для включения панели управления Аппаратом поверните ключ

- 5) Запустится процесс загрузки Аппарата.
- 6) По окончании процедуры загрузки программа попросит ввести ПИН-код Пользователя (ПИН-код Пользователя содержит 4 цифры, после их ввода нажмите кнопку «Войти »).
- 7) При успешном вводе ПИН-кода появится основной экран Панели управления

Завершение работы

При завершении работы системы первым выключается компьютер лаборанта, вторым - компьютер рентгенолога. Не выключайте компьютер кнопкой питания.

Меню выхода из программы

Чтобы завершить работу: Нажмите на кнопку «Заккрыть » в верхнем правом углу окна программы. Результат операции зависит от настроек программы и, может быть, одним из следующих вариантов :

«Перезапустить программу » - перезапуск программы и повторный запуск окна аутентификации входа .

«Выключить компьютер » - закрытие программы с последующим выключением компьютера:

«Перезагрузить компьютер » - закрытие программы с последующей перезагрузкой компьютера;

«Выйти из системы » - закрытие программы с последующим выходом из ОС Windows (только для группы пользователя «Сервисные инженеры »).

Чистка и дезинфекция

Перед чисткой и дезинфекцией аппарат должен быть обязательно отсоединено от электросети. Чистка любых частей аппарата при включенном питании запрещена!

Не допускайте попадания влаги или чистящих жидкостей внутрь аппарата - это может вызвать короткое замыкание или коррозию.

Чистка аппарата проводится регулярно, особенно при наличии в атмосфере агрессивных химических веществ. Очистка аппарата проводится в три шага: - очистите наружные поверхности аппарата чистой тканью, смоченной в тёплом водном растворе мягкого мыла; - протрите аппарат чистой тканью, смоченной в чистой тёплой воде; - протрите аппарат сухой салфеткой с микрофиброй. Наружные поверхности аппарата устойчивы к дезинфекции по МУ-287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644. ^ ^ Детали аппарата протираются чистой тканью без ворса или губкой. Поверхность ионизационной камеры допускается протирать только мягкой безворсовой тканью, смоченной этиловым ректифицированным спиртом по ГОСТ 5962-67.

Для очистки и дезинфекции аппарата не используйте абразивы, растворители, аэрозоли (например, спрей-дезинфекция), дезинфицирующие растворы на основе фенола или чистящие средства, вызывающие коррозию оборудования не должно использоваться в присутствии газообразных дезинфицирующих смесей, формирующих потенциально взрывоопасные газы. Все пары следует удалить проветриванием перед продолжением эксплуатации оборудования.

Для дезинфекции аппарата используйте слегка увлажнённую дезинфицирующим раствором мягкую ткань.

Способы дезинфекции необходимо выбирать в соответствии с нормативными и техническими документами в части дезинфекции и взрывоопасности.

Использование каких-либо растворителей и чистящих средств запрещено.

Не рекомендуется производить дезинфекцию методом распыления, т.к. дезинфицирующее вещество может проникнуть вовнутрь аппарата.

Если дезинфекция производится с помощью пульверизатора, рекомендуется выключить аппарат, дать ему остыть, а затем накрыть полиэтиленовой плёнкой. После оседания облака дезинфицирующего средства полиэтилен можно снять и протереть аппарат чистой тканью.

Нанесение какой-либо жидкости непосредственно на монитор или другие поверхности, а также применение чистящих веществ, содержащих отбеливатель, нашатырный спирт или прочие абразивные или агрессивные жидкости запрещено. В противном случае оборудование может быть повреждено.

К аппарату допускаются врачи рентгенологи и рентгенолаборанты, связанные с проведением рентгенологических исследований, которые проходят обучение по радиационной безопасности и по правилам работы с источниками ионизирующего излучения.