

Инструкция по работе на аппарате палатном рентгенографическом «Р-500 „Мобикомпакт“»

цифровой передвижной палатный рентгеновский аппарат с плоским цифровым переносным беспроводным приёмником. Производитель — АО «МТЛ» (Россия).



Общие рекомендации

Обращайтесь с оборудованием аккуратно и бережно. Внимательно изучите правила эксплуатации, и всегда следуйте им для максимального увеличения срока службы. Соблюдайте сроки и правила технического обслуживания.

Меры безопасности:

Эксплуатация оборудования разрешается только лицам, прошедшим соответствующее обучение и получившим допуск у специалистов, авторизованных АО «МТЛ». Для выполнения технического обслуживания и ремонта аппарата допускаются только технические специалисты, обученные и авторизованные АО «МТЛ».

Чистка и дезинфекция

Перед чисткой и дезинфекцией аппарат должен быть обязательно отсоединен от электросети. Чистка любых частей аппарата при включенном питании запрещена!

Не допускайте попадания влаги или чистящих жидкостей внутрь аппарата - это может вызвать короткое замыкание или коррозию.

Чистка аппарата проводится регулярно, особенно при наличии в атмосфере агрессивных химических веществ. Очистка аппарата проводится в три шага: - очистите наружные поверхности аппарата чистой тканью, смоченной в тёплом водном растворе мягкого мыла; - протрите аппарат чистой тканью, смоченной в чистой тёплой воде; - протрите аппарат сухой салфеткой с микрофиброй. Наружные поверхности аппарата устойчивы к дезинфекции по МУ-287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644. ^ ^ Детали аппарата протираются чистой тканью без ворса или губкой. Поверхность ионизационной камеры допускается протирать только мягкой безворсовой тканью, смоченной этиловым ректифицированным спиртом по ГОСТ 5962-67.

Для очистки и дезинфекции аппарата не используйте абразивы, растворители, аэрозоли (например, спрей-дезинфекция), дезинфицирующие растворы на основе фенола или чистящие средства, вызывающие коррозию оборудования не должно использоваться в присутствии газообразных дезинфицирующих смесей, формирующих потенциально взрывоопасные газы. Все пары следует удалить проветриванием перед продолжением эксплуатации оборудования.

Для дезинфекции аппарата используйте слегка увлажнённую дезинфицирующим раствором мягкую ткань.

Способы дезинфекции необходимо выбирать в соответствии с нормативными и техническими документами в части дезинфекции и взрывоопасности.

Использование каких-либо растворителей и чистящих средств запрещено.

Не рекомендуется производить дезинфекцию методом распыления, т.к. дезинфицирующее вещество может проникнуть вовнутрь аппарата.

Если дезинфекция производится с помощью пульверизатора, рекомендуется выключить аппарат, дать ему остыть, а затем накрыть полиэтиленовой плёнкой. После оседания облака дезинфицирующего средства полиэтилен можно снять и протереть аппарат чистой тканью.

Нанесение какой-либо жидкости непосредственно на монитор или другие поверхности, а также применение чистящих веществ, содержащих отбеливатель, нашатырный спирт или прочие абразивные или агрессивные жидкости запрещено. В противном случае оборудование может быть повреждено.

Включение аппарата и вход в систему

В целях обеспечения, безопасности и надёжного функционирования А убедитесь в том, что аппарат будет подключён к стандартной заземлённой розетке.

1. Освободите электрошнур со скоб и подключите его к розетке (для моноблоков SPL-HF-4.0 и SPL-HF-8.0 требуется всегда, для моноблока МТ-0.2 только в случае, если батарея моноблока разряжена).

2. Включите тумблер общего питания, если он был выключен

3. Если аппарат поставляется в комплекте с моноблоком SPL-HF и подключается к электросети впервые - обязательно проведите процедуру согласования с сетью электропитания. Если аппарат уже подключался к этой электросети или поставляется в комплекте с моноблоком МТ-0.2, переходите к следующему пункту.

4. Нажмите на кнопку включения аппарата.

5. Включите питание моноблока, если оно было выключено

6. Выполните процедуру прогрева рентгеновской трубки. Данный пункт применим только к моноблокам SPL-HF-4.0 и SPL-HF-8.0). Если была проведена процедура согласования с сетью электропитания, то процедуру прогрева рентгеновской трубки можно не проводить.

7. Включите принтер (опция).

8. Установите АКБ в детектор. Включите детектор: при работе от АКБ - нажмите кнопку включения детектора, расположенной торце детектора; при работе от источника питания - подать питание на разъём INTERFACE.

9. Подключите детектор к АРМ лаборанта: беспроводное подключение ••

устанавливается автоматически после включения АРМ и детектора; проводное подключение -* снимите защитную магнитную крышку разъема INTERFACE детектора, подключите к нему низковольтный кабель, другой конец низковольтного кабеля подсоединяется к патч-корду.

10. Нажмите кнопку на корпусе и откройте ноутбук.

11. Нажмите кнопку включения

12. Дождитесь загрузки системы. По завершении загрузки на экране появится окно входа в систему (АРМ лаборанта) (см. Руководство пользователя. Автоматизированное рабочее место (АРМ) лаборанта).

13. Аппарат готов к работе. Если после включения аппарат не будет использоваться некоторое время, переведите аппарат в режим энергосбережения.

Завершение работы и выход из системы

Соблюдайте стандартную последовательность выключения аппарата, указанную в данном разделе. Не пользуйтесь аварийным выключением при нормальной работе (тумблер общего питания) ~ такое выключение может привести к выходу оборудования из строя.

Тумблер общего питания и тумблер моноблока выключать необязательно.

1. Выполните в АРМ лаборанта команду Файл-Выключить компьютер (см. Руководство пользователя. Автоматизированное рабочее место лаборанта).

2. Дождитесь полного выключения ноутбука.

3. Нажмите на кнопку выключения аппарата.

4. Выключите детектор, при необходимости извлеките АКБ.

5. Выключите принтер (опция).

6. Отсоедините электрошнур от розетки и зафиксируйте на скобах (при необходимости).

7. Переведите стрелу в стояночное положение.

Действия в экстремальных ситуациях

В случае возникновения внештатной ситуации экстренное отключение от электросети производится опусканием вниз тумблера общего питания.

Световая индикация аппарата прекратится, пульт управления перейдет в автономный режим работы, а на мониторе пульта управления появится сообщение о необходимости подключения к электросети. Сохраните результаты обследования и завершите работу через меню Файл-Выключить компьютер (см. Руководство пользователя. Автоматизированное рабочее место лаборанта).

Не пользуйтесь аварийным выключением при нормальной работе — такое выключение может привести к выходу оборудования из строя