

Инструкция по работе на аппарате палатном рентгенографическом **«АПР – «ОКО»»**

1. Включить рубильник для подачи высокого напряжения
2. Затем включить питание аппарата на основной панели
3. Работа согласно установленным параметрам исследований
4. По завершению рабочего времени отключить аппарат и обесточить на рубильнике



Порядок работы

Общие рекомендации

Обращайтесь с оборудованием аккуратно и бережно. Внимательно изучите правила эксплуатации, и всегда следуйте им для максимального увеличения срока службы. Соблюдайте сроки и правила технического обслуживания.

Подготовка аппарата к работе

При необходимости приведите аппарат в транспортное положение. Передвиньте тумбу штатива аппарата к месту проведения исследования, руководствуясь инструкциями. Если аппарат находится в транспортном положении - переведите его в рабочее положение. Установите аппарат так, как это необходимо для проведения исследования.

Включение/отключение аппарата

Тумблер подачи/отключения электропитания аппарата находится штативе. Кроме того, имеется кнопка включения аппарата. Кнопка имеет подсветку (зеленого цвета), информирующую о включении аппарата.

Включите вилку кабеля питания в розетку 220 В/50 Гц с заземлением сети. **ВНИМАНИЕ!** ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ К СЕТИ ПИТАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО РОЗЕТКИ НА 16А с ЗАЖИМОМ ЗАЗЕМЛЕНИЙ ИЗБЕГАТЬ ЧАСТЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ И ВЫКЛЮЧЕНИЙ АППАРАТА. КАЖДЫЙ РАЗ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ОПЕРАТОР ВИЗУАЛЬНО КОНТРОЛИРОВАТЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ СЕТЕВОГО ШНУРА И РОЗЕТКИ 220В/50 ГЦ И СООТВЕТСТВИЕ РОЗЕТКИ ТРЕБОВАНИЮ НА НАЛИЧИЯ КОНТАКТА ЗАЗЕМЛЕНИЯ СЕТИ.

Окончание работы с аппаратом

По окончании работы на аппарате выполнить следующие действия. Установить штатив в транспортное положение. Выключить аппарат, нажав на кнопку «Отключить», а затем тумблером (находится на тумбе штатива). Кнопка имеет подсветку, информирующую о включенном состоянии аппарата. После отключения аппарата подсветка должна погаснуть. Отключить кабель питания от розетки и намотать его соответствующий держатель.

Меры безопасности:

При внештатных ситуациях обесточить на панели аппарата, выключить рубильник подачи высокого напряжения. **Аварийная красная кнопка - на панели аппарата**

Очистка и дезинфекция аппаратуры:

Перед дезинфекцией убедитесь, что аппарат выключен, что оборудование обесточено, кабель питания выключен из розетки и что попадание какой-либо жидкости внутрь оборудования исключено. **ВНИМАНИЕ!** Все компоненты, включая дополнительные принадлежности соединительные кабели, дезинфицируются только методом протирки дезинфицирующим раствором. В качестве средств дезинфекции используют только разрешенные в установленном порядке физические и химические средства. Рекомендации и инструкции по пользованию дезинфицирующими материалами и по методам проведения дезинфекции указаны в методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения МУ-287-113 от 30 декабря 1998 г.

К аппарату допускаются врачи рентгенологи и рентгенолаборанты, связанные с проведением рентгенологических исследований, которые проходят обучение по радиационной безопасности и по правилам работы с источниками ионизирующего излучения.

АППАРАТЫ ПАЛАТНЫЕ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ:

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ КАК ДЛЯ ОПЕРАТОРА, ТАК И ДЛЯ ПАЦИЕНТА, ЕСЛИ СТРОГО НЕ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАК ПРЯМОЕ, ТАК И РАССЕЯННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СЕРЬЕЗНУЮ, А ИНОГДА И СМЕРТЕЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ВБЛИЗИ АППАРАТА, ЕСЛИ ОН ПОЛЬЗУЕТСЯ НЕПРАВИЛЬНО. ДОЛЖНЫ ПРЕДПРИНИМАТЬСЯ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ КАК ОТ ПРЯМОГО, ТАК И ОТ РАССЕЯННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩЕГО ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПУЧКА ИЗЛУЧЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ОБЪЕКТАМИ.

Предупреждение по мерам безопасности

Со всеми движущимися частями и деталями оборудования необходимо работать с осторожностью и регулярно проверять их в соответствии с рекомендациями производителя, изложенными в данном руководстве. Не вынимайте гибкие кабели высокого напряжения из моноблока рентгеновского излучателя и не снимайте защитные крышки с рентгеновского генератора. Все компоненты оборудования должны быть обеспечены защитным заземлением в соответствии с правилами техники безопасности. Невыполнение данных указаний может привести к серьезным или фатальным телесным повреждениям для оператора или людей, находящихся рядом.