

Инструкция по работе на комплексе рентгеновском диагностическом цифровом «РЕНЕКС -РЦ» с принадлежностями

ООО С.П.Гелпик



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ КОМПЛЕКСА

1. Подготовка к работе.

Включение Комплекса происходит при нажатии кнопки «I» на пульте управления Комплекса.

После нажатия кнопки «I» формируются напряжения питания на функциональные блоки питания Устройства рентгеновского питающего, которые в свою очередь вырабатывают управляющее напряжение для работы различных плат Комплекса.

Приблизительно через минуту на пульте управления комплексом загорается световая индикация, при этом на дисплее появляется формация о готовности Комплекса к работе.

2. Режимы работы.

Работа с Комплексом начинается с выбора рабочего места, для чего на пульте управления комплексом необходимо нажать одну из кнопок выбора рабочего места «со ретенной «стойка для рентгенографии», «режим томографии».

Комплекс может работать в двух режимах:

> Режим ручного управления, когда значения кВ, мА, мАс задаются вручную. В режиме ручного управления можно работать с камерой рентгеноэкспонетра или без нее, пользоваться кнопками, изменяющими плотность почернения, кнопками, определяющими чувствительность усиливающего экрана и плотность пациента. Выбор фокуса осуществляется вручную.

> Режим органаавтоматики, когда все режимы введены в блок памяти пульта управления комплексом и обследование производится нажатием кнопок выбора вида обследования.

Меры по защите

Прежде чем включить Комплекс, Оператору (аттестованный рентгенолог или подготовленный специалист, обладающими знаниями радиационной защиты) необходимо проверить:повреждения;

- зоны, в которых существует угроза подия предметов или людей;

- зоны повышенной опасности, где пациент или оператор могут получить телесные

Предупреждение

Оператор (аттестованный рентгенолог или подготовленный специалист, обладающими знаниями радиационной защиты) обязан производить установочные перемещения на устройствах входящих в Комплекс только после того, как убедится, что это не приведет к нанесению травмы пациентам и медицинскому персоналу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Общие рекомендации по безопасной работе Обслуживающему техническому персоналу, ответственному за техническое состояние, следует осматривать Комплекс согласно требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03, чтобы обеспечить нормальную работу Комплекса и обеспечить безопасность пациентов и медицинского персонала.

Обслуживающий технический персонал должен проводить осмотр всех узлов и световых индикаторов для проверки их работы (визуальная инспекция). Прежде чем выполнить какие - либо действия, Оператор (аттестованный рентгенолог или подготовленный специалист, обладающими знаниями радиационной защиты) должен убедиться, что все сигнальные индикаторы работают исправно, а подготовка Комплекса к работе произведена должным образом. Лампа, сигнализирующая о рентгеновской экспозиции, должна загораться только в момент выполнения экспозиции. Если лампа загорается без команды об экспозиции, необходимо немедленно отключить питание и вызвать сервисную службу.

Производитель оборудования не несет ответственности за безопасность и надежность работы оборудования при следующих обстоятельствах:

- при нарушении условий транспортировки и хранения;
- при проведении монтажных и пуско-наладочных работ с нарушениями действующих ГОСТов и инструкций;
- при проведении пуско-наладочных работ и технического обслуживания лицами (организациями), не имеющими соответствующего сертификата или разрешения изготовителя;
- при отсутствии технического обслуживания (ТО) местными техническими службами (подтверждается договором на ТО);
- при нарушении сохранности пломб на системе претензии к качеству работы Комплекса не принимаются, и гарантийный ремонт не производится;
- при несоответствии параметров сети требованиям РЭ; при неквалифицированном ремонте.

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Выключите Комплекс и отключите электропитание, прежде чем начать очистку и дезинфекцию. Для исключения опасности передачи инфекций от пациента к пациенту рекомендуется протирать покрытие, к которому прикасается кожа пациента при обследовании, 3%-м раствором перекиси водорода по 1 ОС1 177-88 с добавлением 0,5%-го моющего средства ГОСТ 25644-96 или 1%-м раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003, либо при каждом обследовании закрывать покрытие, к которому прикасается кожа пациента, одноразовой пленкой.

Очистка Комплекса выполняется мягкой или хлопчатобумажной тканью. Смочите ткань в растворе теплой воды и жидкого средства из имеющихся в розничной торговле.

Не пользуйтесь абразивным порошком, органическими растворителями, а также средствами, содержащими растворители (бензин, спирт, вещества для удаления загрязнений).

Не пользуйтесь аварийным выключением при нормальной работе — такое выключение может привести к выходу оборудования из строя