

Инструкция по работе системе маммографической рентгеновской стационарной цифровой МАММО 5 МТ



Для включения маммографа «Маммо-5МТ» необходимо выполнить следующие шаги, согласно руководству по эксплуатации:

- 1.Подключить аппарат к сети. Убедитесь, что маммограф правильно подключён к электрической сети. Подключение к сети, к автоматизированному рабочему месту (АРМ) и электрическое соединение частей аппарата друг с другом должны выполняться специалистами, прошедшими обучение и имеющими сертификат производителя.
- 2.Проверить индикаторы и кнопки управления. На панели управления должны быть индикаторы, показывающие состояние систем маммографа. При включении должна активироваться подсветка кнопки включения. Если подсветка отсутствует, проверьте кнопки экстренного отключения питания и при необходимости разблокируйте их.
- 3.Нажать кнопку включения. После проверки индикаторов и подключения к сети нажмите кнопку включения на пульте управления. При этом подсветка кнопки должна погаснуть.
- 4.Дождаться загрузки системы. Примерно через 10–15 секунд на экране пульта управления должно отобразиться основное меню.

Важно: работа на маммографе без защитного заземления запрещена.

Дополнительные рекомендации:

- Перед началом работы убедитесь, что все детали, соприкасающиеся с пациентом (диагностический столик, компрессионные пластины, защитный экран), очищены и продезинфицированы.
- Проверьте соответствие параметров исследования (тип съёмки, настройки экспозиции и т.д.) требованиям задания.
- При возникновении ошибок или неготовности системы к экспозиции на дисплее пульта управления может появиться соответствующее сообщение.

Чтобы отключить маммограф «Маммо-5МТ», необходимо выполнить следующие действия:

- 1.Отключить питание аппарата от сети. Это можно сделать с помощью настенного выключателя (сетевого автомата).
- 2.Использовать аварийные кнопки (при необходимости). На боковых (левой и правой) панелях маммографа расположены две кнопки аварийного отключения. При нажатии на любую из них происходит полное и мгновенное отключение аппарата. Это необходимо в условиях явной или предполагаемой опасности: рентгеновское излучение блокируется, останавливается движение всех элементов конструкции, а компрессионное устройство автоматически отключается. manualmachine.com

Важно: аварийные кнопки не следует использовать для обычного отключения аппарата. Они оснащены автоматическими фиксаторами, блокирующими случайное повторное включение. Чтобы освободить аварийные кнопки, их необходимо повернуть по часовой стрелке.

Перед выполнением любых манипуляций с аппаратом, включая его отключение, рекомендуется ознакомиться с руководством по эксплуатации конкретной модели. Это обеспечит соблюдение всех технических требований и мер безопасности.

Меры безопасности при работе с аппаратом

- Инструктаж персонала. Его проводит представитель предприятия-изготовителя или уполномоченные технические специалисты в процессе ввода аппарата в эксплуатацию.
- Квалификация персонала. К работе с маммографом допускаются лица не моложе 18 лет, отнесённые приказом администрации к персоналу группы А, прошедшие медицинский осмотр, имеющие удостоверение о прохождении обучения по вопросам обеспечения радиационной безопасности от организации, имеющей лицензию на право обучения. Также требуется IV группа по электробезопасности.
- Обслуживание. Должно производиться техническим персоналом, имеющим подготовку в области промышленной электроники и автоматики, медицинской рентгеновской техники, допущенным к обслуживанию электроустановок напряжением свыше 1000 В и прошедшим обучение по обслуживанию данного маммографа.
- Устранение неисправностей и дезинфекция. Проводятся только при отключённом от питающей сети маммографе.
- Электрическая безопасность. Аппарат должен присоединяться только к сетевому питанию с защитным заземлением. Необходимо следить, чтобы в аппарат не проникала вода или другие жидкости, чтобы избежать коротких замыканий и коррозии. Силовые и сигнальные кабели должны быть проложены так, чтобы исключить возможность их повреждения. Запрещено использовать маммограф при подозрении на неисправность любого электрического компонента или излучателя.
- Механическая безопасность. Запрещена эксплуатация маммографа, установленного на транспортные колёса. Вертикальное перемещение и поворот съёмочного узла

осуществляются только путём нажатия кнопок на пульте управления аппарата. Запрещается использовать компрессионные пластины при наличии механических повреждений на них. В случае неисправности работы аппарата или потери контроля за движущимися частями, ведущих к возникновению опасности, необходимо нажать кнопку аварийного отключения аппарата или отключить питание на сетевом щитке.

Основные принципы обработки

Дезинфекция—это процесс уничтожения патогенных микроорганизмов на поверхностях оборудования. Для маммографов применяются механический (мытьё), физический (воздействие температуры, давления, излучения) и химический методы.

Очистка включает удаление загрязнений с поверхностей аппарата. Важно использовать средства, которые не повреждают материалы оборудования и одобрены производителем.

Виды дезинфекции

- Профилактическая**—постоянная обработка поверхностей дезсредствами, не зависящая от эпидемиологической обстановки. Проводится в рентгенологических кабинетах ежедневно.
- Текущая**—обработка после каждого пациента.
- Заключительная**—проводится при определённых условиях, например, после выявления инфекционного заболевания у пациента.

Методы обработки

Для частей, контактирующих с пациентом, используется обработка после каждого исследования путём протирания салфетками с раствором дезинфицирующего средства.

Наружные поверхности(например, компьютера и периферических устройств) вытирают влажной тканью.

Нельзя распылять антисептические аэрозоли на аппаратуру, так как это может привести к возгоранию или повреждению электронных компонентов. Если необходимо использовать дезинфицирующий спрей, его сначала наносят на чистую ткань, а затем обрабатывают поверхность.

Рекомендуемые дезинфицирующие средства

Можно использовать:

- «Септолит Экспресс», «Септолит Тетра», «Септолит Плюс», «Септолит ДХЦ» (производятся компанией «Сателлит»);
- 1–2% уксусную кислоту;
- другие средства, одобренные производителем аппарата и разрешённые к применению в ЛПУ.

Средства должны уничтожать бактерии, грибки, вирусы, не повреждать материалы аппаратуры, легко смываться или испаряться с поверхностей.

Запрещено применять для обработки едкие вещества, масла, силиконы.

Порядок обработки

1. Перед обработкой оборудование необходимо отключить от электросети.
2. Детали, контактирующие с пациентом, обрабатывают после каждого исследования.
3. Ежедневная влажная уборка в конце рабочего дня включает протирание оборудования дезинфицирующими растворами.
4. Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц с обеззараживанием всех поверхностей.

Важные замечания

- Уборочный инвентарь должен быть промаркирован и использоваться только в данном кабинете.
- Необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты (перчатки, защитные костюмы) при работе с дезинфицирующими средствами.
- Нельзя использовать растворы с истёкшим сроком годности или не имеющие необходимой документации.
- При выборе средств следует руководствоваться рекомендациями производителя аппарата Маммо-5МТ, так как некоторые химические вещества могут повредить материалы или механизмы оборудования.

Не пользуйтесь аварийным выключением при нормальной работе — такое выключение может привести к выходу оборудования из строя.