

Система ультразвуковая диагностическая «РУСКАН 70 П»

1. Чтобы включить монитор переносного УЗИ-аппарата, найдите кнопку питания на панели управления, которая обычно выглядит как круглый значок с вертикальной чертой (⏻), или нажмите кнопку "Power".
2. После включения прибор загрузится, и на мониторе появится стартовое изображение. Далее нужно выбрать необходимый датчик, обычно через кнопку "Probe" или "Датчик".
3. Перед тем как приступить к исследованию, провести проверку работоспособности аппарата, убедиться, что все системы функционируют корректно, а изображение отображается четко.

Переносной УЗИ-аппарат — это диагностическое оборудование для неинвазивного исследования мягких тканей и внутренних органов, основанная на способности ультразвуковой волны проникать сквозь ткани человеческого тела и отражаться от них с разной скоростью.

Портативные УЗИ-аппараты используют в качестве: экстренной диагностики; наблюдения в динамике; диагностики во время и после операции; контрольного метода при выполнении инвазивных процедур (пункция, биопсия);

Завершение работы

1. После проведения УЗИ, следует выключить аппарат, путем нажатия на кнопку «старт».
2. Затем следует провести обработку датчиков, по необходимости сам панель управления.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ:

1. Внешнюю поверхность аппарата протирают сухой или слегка влажной тканью, не допуская попадания влаги в аппарат.
2. Наружную поверхность аппарата, датчики дезинфицируют дезинфицирующим р-ром.
3. Датчики после каждого исследования протереть датчик сухой салфеткой. Далее, его поверхность должна быть обработана салфеткой, пропитанной дезинфицирующим средством. Завершается манипуляция протиранием датчика насухо чистой салфеткой.