

Краткая инструкция использования рециркулятора Армед СН 211-115



1. Подключите рециркулятор к сети.
2. Включите тумблер «Сеть».
3. Убедитесь, что лампа светится, вентилятор работает.
4. Рециркулятор готов к работе.
5. По окончании работы отключить переключатель «сеть», отсоединить вилку кабеля питания от розетки.

Разместите рециркулятор таким образом, чтобы забор и выброс воздуха происходили беспрепятственно и совпадали с направлениями основных воздушных потоков. Рециркулятор может работать как в присутствии, так и в отсутствии людей. В присутствии людей применение рециркулятора рассчитано на его непрерывную работу в течении всего времени пребывания людей в помещении.

Методы и средства очистки и дезинфекции

- Наружные поверхности раз в неделю необходимо протирать дезинфицирующими средствами.
- Лампу и отражатели протирают тампоном из мягкой не ворсистой ткани, смоченным 96%-ым спиртом этиловым или 3%-ым раствором перекиси водорода.
- Пыль с поверхности рециркулятора следует протирать сухой или слегка влажной мягкой тканью, смоченной в воде. При запылении защитного кожуха, снимите его и промойте внутреннюю поверхность струей воды и положите на горизонтальную поверхность. Оставьте там до полного высыхания (примерно 2 часа).