

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Облучателя-рециркулятора бактерицидный настенный "СИБЭСТ"



1. Вставить вилку кабеля питания в розетку с напряжением 220В.
2. Выключить переключатель «СЕТЬ».
3. При этом загораются световые индикаторы, контролирующие поступление напряжения питания на лампы и вентиляторы и счетчик времени.
4. По окончании работы отключить переключатель «СЕТЬ», отсоединить вилку кабеля питания от розетки 220В.

Необходимо учитывать время наработки бактерицидных ламп. Фиксации времени наработки и своевременная замена бактерицидных ламп может производиться по показаниям цифровых счетчиков.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внешняя поверхность облучателя допускает дезинфекцию дезинфицирующими средствами.

Очистку бактерицидных ламп и внутренних поверхностей камеры облучения проводить на обесточенном облучателе 1 раз в 3 месяца.

- Для этого открыть дверцу с помощью ключа.
- Протереть колбы и внутренние поверхности камеры облучения салфеткой, увлажненной 70% этиловым спиртом.

Краткая инструкция использования рециркулятора Армед СН 211-115



1. Подключите рециркулятор к сети.
2. Включите тумблер «Сеть».
3. Убедитесь, что лампа светится, вентилятор работает.
4. Рециркулятор готов к работе.
5. По окончании работы отключить переключатель «сеть», отсоединить вилку кабеля питания от розетки.

Разместите рециркулятор таким образом, чтобы забор и выброс воздуха происходили беспрепятственно и совпадали с направлениями основных воздушных потоков. Рециркулятор может работать как в присутствии, так и в отсутствии людей. В присутствии людей применение рециркулятора рассчитано на его непрерывную работу в течении всего времени пребывания людей в помещении.

Методы и средства очистки и дезинфекции

- Наружные поверхности раз в неделю необходимо протирать дезинфицирующими средствами.
- Лампу и отражатели протирают тампоном из мягкой не ворсистой ткани, смоченным 96%-ым спиртом этиловым или 3%-ым раствором перекиси водорода.
- Пыль с поверхности рециркулятора следует протирать сухой или слегка влажной мягкой тканью, смоченной в воде. При запылении защитного кожуха, снимите его и промойте внутреннюю поверхность струей воды и положите на горизонтальную поверхность. Оставьте там до полного высыхания (примерно 2 часа).