

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рециркулятор воздуха бактерицидный медицинский РВБ-М (исполнения 1-5) «АЭРОЭКО»

Рециркулятор воздуха бактерицидный медицинский РВБ-М «АЭРОЭКО»: исполнение 1 РВБ-М-30, 2 РВБ-М-60, исполнение 3 РВБ-М-80, исполнение 4 РВБ-М-120, исполнение 5 РВБ-М-240 предназначен для снижения уровня микробной обсемененности воздуха в помещениях, к которым предъявляются повышенные требования по предельному уровню содержания патогенных и вредных микроорганизмов.

Рециркулятор РВБ-М обеспечивают выполнение соответствующих требований СанПин 2.1.3.2630-10.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Обеззараживание воздуха в помещении будет более эффективным, если рециркуляция воздуха, созданная рециркулятором, будет перпендикулярна естественной циркуляции воздуха в помещении, вызванной температурными потоками от нагревательных приборов и окон. Таким образом можно избежать наличие застойных зон, из которых воздух не попадал бы в рециркулятор. Рециркулятор необходимо закрепить на стене с помощью двух горизонтальных разнесенных шурупов. Рециркулятор устанавливают на стене вертикально.

Подключить вилку рециркулятора к розетке электрической сети с заземляющим контактом.

В случае транспортирования рециркулятора в условиях отрицательных температур необходимо его выдержать перед включением в сеть при комнатной температуре в течение 4-х часов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Слой пыли на бактерицидных лампах снижает поток УФ-излучения, что приводит к уменьшению бактерицидной эффективности в камере рециркулятора, поэтому необходимо периодически 1 раз в месяц производить протирку ламп тампоном, слегка увлажненным этиловым спиртом.

Применяемые при изготовлении рециркулятора материалы позволяют производить периодическую санитарную обработку корпуса салфеткой слегка увлажненной 3% раствором перекиси водорода с добавленным 0,5% раствором моющего средства либо другими дезинфицирующими растворами.

Замену бактерицидных ламп необходимо производить после 8000 часов наработки, равной сумме рабочих режимов рециркулятора. Рекомендуется одновременно производить замену стартера. Замена лампы производится после открытия крышки рециркулятора