

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ОТСАСЫВАТЕЛЬ ARMED 7A-23B



1. ПОДГОТОВКА

- Проверьте целостность банок, крышек, шлангов и поплавкового клапана.
- Убедитесь, что аппарат стоит ровно и подключён к сети 220 В.
- Соединения должны быть плотными.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Аспирационная трубка → вход 1-й банки.
- Выход 1-й банки → вход 2-й банки.
- Выход 2-й банки → воздушный бактериальный фильтр.
- Подсоедините наконечник/катетер к аспирационной трубке.

3. ВКЛЮЧЕНИЕ

- ① Переведите выключатель в положение «Вкл.».
- ② Регулятором установите необходимое отрицательное давление по медицинскому назначению.
- ③ Контролируйте всасывание и уровень жидкости в банках.

4. ВАЖНО

- ⚠ Не допускайте переполнения банок.
- ⚠ Не используйте аппарат при неисправном поплавковом клапане или повреждённой банке.
- ⚠ Не работайте с влажным/загрязнённым бактериальным фильтром.

5. ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

- ① Сначала регулятором сбросьте вакуум (не менее чем до 20 кПа).
- ② Выключите аппарат.
- ③ Слейте содержимое банок в специально отведённом месте.
- ④ После процедуры промойте, дезинфицируйте и высушите.

Основные параметры:

вакуум 20-90 кПа • производительность ≥ 20 л/мин • 2 банки по 2500 мл • 220 В / 50 Гц

БЕЗОПАСНОСТЬ

- К эксплуатации допускается только обученный персонал.
 - Перед очисткой и обслуживанием обязательно отключайте аппарат от сети.
 - Не открывайте корпус включённого аппарата и не ремонтируйте его самостоятельно.
 - При срабатывании поплавкового клапана прекратите работу и устраните причину согласно руководству.
 - После каждой процедуры очищайте и дезинфицируйте элементы, контактировавшие с откачиваемой жидкостью.
- При неисправности — прекратить эксплуатацию и обратиться в сервис.