

АППАРАТ БИОПТРОН:

Аппарат «Биоптрон» оказывает противовоспалительное, противоотечное и противоболевое воздействие. Свет оказывает влияние на клетки крови, восстанавливая в них метаболические процессы, активизирует вещества, задерживающие процесс воспаления. Но ощущение облегчения, исчезновение болей наступает не сразу.

Целебный свет, который производит прибор, способствует ускорению регенерации клеток и может заживлять даже серьезные ожоги. Среди преимуществ прибора выделяют:

- широчайший спектр использования;
- выделяет исключительно лечебный свет;
- отсутствие негативных эффектов и какого-либо вреда для человеческого организма;
- абсолютно безопасен для слизистых оболочек тела, в том числе и глаз;
- не инвазивный способ лечения самых разных заболеваний;
- воздействие света не вызывает ожогов;
- интуитивно понятный интерфейс, с которым справится даже пенсионер, умеющий подключать приборы к электрической сети при помощи розетки и вилки;
- безопасен как для детей, так и для взрослых.

КАК ПРИМЕНЯТЬ СВЕТОТЕРАПИЮ БИОПТРОН:

1. Перед применением светотерапии БИОПТРОН, очистите область, на которую будет направлен свет. При воздействии на рану нужно удалить с неё повязку на время сеанса.
2. Расслабьтесь и направьте луч света на нужную область. Держите БИОПТРОН под углом 90°, приблизительно на расстоянии 10 см. Во время терапии световое пятно не должно перемещаться. На обширные поверхности воздействуйте последовательно, участок за участком.
3. Применяйте светотерапию БИОПТРОН один или два раза в день, например, каждое утро и/или вечер, длительность сеанса от 4 до 10 минут, в зависимости от показаний к применению.
4. Выключите устройство из розетки после использования.

ОЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ:

1. Отключите от сети и протрите мягкой сухой тканью. Не используйте жидкость.
2. Защищайте прибор от пыли (храните в защитном футляре)