

ТОНОМЕТР OMRON



Способы измерения давления электронным устройством:

1. Перед надеванием манжеты освобождают плечо руки. Необходимо убрать рукав верхней одежды так, чтобы он не пережимал верхний отдел плеча. Лучший вариант – мониторинг АД на обеих руках. Для самостоятельного измерения манжету накладывают на руку, не являющуюся ведущей. Однако правильные показания будут на той руке, на которой уровень АД будет выше, чем на другой.
2. Руку укладывают на ровную поверхность, это можно сделать на столе или подлокотнике кресла. При этом разгибательная часть предплечья находится на поверхности, а конечность пребывает в расслабленном состоянии.
3. Проверьте состояние электронного устройства. Оно не должно иметь повреждений, перекрутов или изгибов на поверхности шланга.
4. Рассоедините края манжеты. Наденьте ее методом кругового обматывания на плечо, чуть выше (на два пальца) от локтевого сгиба. При этом шланг подачи воздуха должен проходить ровно посередине между условной линией середины сгиба локтя и среднего пальца кисти.
5. Если манжета устройства помечена линией установки, расположите ее так, чтобы она находилась в среднем положении внутри плечевой поверхности.
6. Запустите устройство нажатием кнопки.
7. Ждите, пока аппарат накачает и спустит воздух. Находитесь в расслабленном состоянии и не трогайте устройство.
8. На табло устройства появятся цифры. Верхний показатель отвечает за систолическое давление, нижний за диастолическое. Многие аппараты также фиксируют ЧСС. Это значение будет отображаться ниже других. При этом диастолическое АД будет расположено над пульсом, в средней колонке.
9. Выключите устройство через кнопку и дождитесь его полного отключения.
10. Уберите манжету с плеча. Диагностика завершена!

Порядок дезинфекции тонометра:

1. **Подготовить марлевую салфетку.** Для обработки использовать чистую, сухую салфетку из марли.
2. **Смочить салфетку 70% этиловым спиртом.** Этот раствор эффективен для уничтожения большинства патогенных микроорганизмов на поверхности медицинского оборудования.
3. **Обработать элементы тонометра** в следующем порядке:
 - груша (для нагнетания воздуха);
 - манометр (измерительный элемент);
 - резиновые трубки (соединительные элементы);
 - манжета (контактирует с кожей пациента).
4. **Утилизировать использованную салфетку.** Для этого сбросить её в специальный контейнер для отходов класса В (инфекционные медицинские отходы).
5. **Дождаться полного высыхания спирта** на поверхности. Это необходимо для обеспечения эффективности дезинфекции и предотвращения попадания спирта на кожу пациента.
6. **Взять новую салфетку.** Для дальнейшей обработки использовать чистую салфетку, смоченную в спирте.
7. **Повторить обработку прибора дважды.** Обработать тонометр ещё два раза в той же последовательности: груша, манометр, трубки, манжета.
8. **Прибор готов к использованию.** После полного высыхания спирта на всех элементах тонометра можно безопасно использовать для дальнейших измерений.

Для очистки тонометра нельзя применять абразивные или легко испаряющиеся чистящие средства, а также бензин, разбавители и растворители.