

АППАРАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ: одночастотный УЗТ- 1.01Ф - «Мед ТеКо»; одночастотный УЗТ- 3.01Ф - «Мед ТеКо»; одночастотный УЗТ- 1.3.01Ф - «Мед ТеКо».

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Вставьте соединительный кабель в разъем на задней панели аппарата.
2. Вставьте вилку в сетевую розетку.
3. Установите сетевую клавишу в положении «I»-«ВКЛ» На экране ЖК дисплея отобразится название модели аппарата.

Аппараты ультразвуковой терапии УЗТ - «Мед ТеКо» предназначены для генерирования ультразвуковых механических колебаний и воздействия ими на локальные участки тела с лечебной и профилактической целью. Лечебные эффекты: противовоспалительный, катаболический, спазмолитический, дефибрирующий, бактерицидный. Показания: воспалительные и дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом (артрит, артроз, ревматоидный артрит, периартрит, эпикондилит), последствия травм и повреждений костно-мышечной системы, воспалительные заболевания периферических нервов (неврит и невралгия, радикулит), заболевания внутренних органов (хронический бронхит, плеврит, дискинезия желчевыводящих путей), мочеполовой системы (аднексит, эрозии шейки матки, простатит), заболевания ЛОР-органов, глаз, полости рта, склеродермия, трофические язвы.

Противопоказания: злокачественные новообразования, туберкулез легких в активной фазе, ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения III ФК, гипотония, вегетососудистые дисфункции, беременность ранних сроков (при воздействии на нижнюю треть живота), тромбофлебит.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ:

1. Внешнюю поверхность аппарата протирают сухой или слегка влажной тканью, не допуская попадания влаги в аппарат.
2. Наружную поверхность аппарата, кроме ЖК дисплея, дезинфицируют дезинфицирующим раствором.
3. Контактные излучатели после каждой процедуры подвергают химической дезинфекции, протирают спиртовыми салфетками.