

Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный портативный «Элескулап-Медтеко.

Модель с 7 режимами: электрофорез/гальванизация, амплипульстерапия, диадинамотерапия, электросон, аналгезия, элестростимуляция, пользовательский режим, позволяющий проводить различные процедуры электротерапии с использованием одного устройства. Сочетание различных видов токов и их модуляций делает оборудование универсальным для лечения различного рода заболеваний. Параметры воздействия аппарата определены действующими стандартами оснащения медицинских кабинетов. Предназначен для лечебного воздействия электрическим полем и током в широком диапазоне частот (от постоянного до 10000Гц), модуляций, амплитуд. Предназначен для использования в физиотерапии, косметологии. Применение аппарата способствует активизации кровообращения, обменных процессов, стимуляции мышечной деятельности, улучшению функционального состояния вегетативной нервной системы, оказывает болеутоляющее действие.

ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ:

- 1.Подсоедините аппарат к сети, вставив вилку в сетевую розетку с клеммой заземления.**
- 2.вставьте концевики соединительных проводов (большого диаметра) в выходные гнезда аппарата, в соответствии с маркировкой полярности: синий провод в гнездо «-», красный провод в гнездо «+»**

ДЕЗИНФЕКЦИЯ:

- 1.Прокладки тщательно промыть проточной водой (прокладки разной полярности «+» и «-» промывать и дезинфицировать в разные емкости ,затем стерилизовать.**
- 2.Резиновые маски дезинфицируют химическим способом при помощи двукратного протирания 70% этиловым спиртом с интервалом 2-5 мин.**
- 3.Контактные наружные силиконовые электроды после процедуры подвергают химической дезинфекции дезинфицирующим раствором ,после обработки их промывают водой для удаления запаха дезинфектанта и сушат.**