

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО

БАКТЕРИЦИДНОГО ПЕРЕДВИЖНОГО ОБЛУЧАТЕЛЯ
«АЗОВ» ОБПе-450 (ШЕСТИЛАМПОВЫЙ)



ДЕЗИНФЕКЦИЯ

При очистке от пыли и дезинфекции облучатель необходимо отключить от сети.

Внешняя отделка облучателя допускает влажную санитарную обработку 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-ного раствора моющего средства типа «Лотос». Проводить такую обработку рекомендуется один раз в месяц.

Колбы ламп протирают безворсовой тканью.

При обслуживании облучателя важно соблюдать меры безопасности, так как использование ультрафиолетовых облучателей требует строгого выполнения требований безопасности.

БАКТЕРИЦИДНЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ ПЕРЕДВИЖНОЙ «АЗОВ» ОБПе-450 (ШЕСТИЛАМПОВЫЙ) ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

при использовании передвижного медицинского
бактерицидного облучателя «АЗОВ» ОБПе-450:

- **Использование средств индивидуальной защиты.** Во время облучения помещений персонал должен использовать лицевую маску, очки и перчатки, которые защищают глаза и кожу от ультрафиолетового излучения.
- **Отсутствие посторонних людей и больных.** Облучение проводится в помещении, где нет посторонних и больных.
- **Защита комнатных растений.** Чтобы они не погибли, растения нужно защитить от облучения.
- **Отключение от сети.** Облучатель необходимо отключать от сети при замене ламп, стартеров, устранении неисправностей, дезинфекции и очистке от пыли.
- **Демеркуризация помещения.** В случае нарушения целостности бактерицидных ламп и попадания ртути в помещение нужно провести демеркуризацию.
- **Контроль запаха озона.** При обнаружении характерного запаха озона необходимо немедленно отключить облучатель от сети, удалить людей из помещения, включить вентиляцию или открыть окна для проветривания.
- **Хранение вне работы.** Передвижные облучатели с открытыми лампами нужно хранить в отдельном помещении и закрывать чехлом.
- **Ежемесячная чистка.** Отражающие поверхности облучателя и колбу лампы нужно чистить от пыли ежемесячно, при отключённом от сети облучателе.