

Аппарат физиотерапевтический Поток-1 ЭМА для гальванизации и электрофореза.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

- 1.Подключите аппарат к сети с помощью сетевого кабеля.
 - 2.Включите аппарат нажатием переключателя (положение «I»)на боковой панели, при этом должен светиться индикатор переключателя, а также световая индикация 1(в режиме мигания) и индикатора силы тока 5.
 - 3.Задайте время процедурыс помощью кнопок увеличения 2 и уменьшения 3, находящиеся на панели.
 - 4.Заданное время отобразится на таймере 1, после чего нажмите кнопку 4 «СТАРТ/СТОП», при этом начнется отсчет времени процедуры(индикация- мерцающая точка).
- Аппарат Поток-1 (гальванизатор) служит для профилактического и лечебного воздействия постоянным током на организм человека (гальванизации), а также для проведения лекарственного электрофореза в условиях кабинетов физиотерапии
 - Аппарат низкочастотной электротерапии Поток-1 имеет широкое применение в лечении различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, сердечно-сосудистой и кровеносной систем, кожных заболеваний и заболеваний дыхательной системы
 - Особенностью методов гальванизации и электрофореза, применяемых в приборе Поток-1, является большая лечебная эффективность, безболезненность процедур, возможность сочетания с другими методами лечебного воздействия

ДЕЗИНФЕКЦИЯ:

- 1.Влажную обработку проводите любыми дезинфицирующими средствами разрешенными к применению .
- 2.Тканевые электроды подвергайте дезинфекции