

АППАРАТ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ «АМПЛИПУЛЬС-7»

ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ:

1. Блок питания БПС включить в сеть. Появляется индикация
2. Набор параметров на аппарате с помощью клавиатуры путем нажатия соответствующей кнопки. «ПУСК/СТОП» При этом проверяют наличие звукового сигнала, сопровождающего каждое нажатие кнопки.
3. Нажатием кнопки «*» производится сброс ранее набранного режима. Аппарат возвращается в начальное состояние.

Аппарат “Амплипульс-7” является универсальным многофункциональным устройством для лечебного воздействия синусоидальными модулированными токами в переменном и выпрямленном (постоянном) режиме. Аппарат имеет четыре независимых канала, что позволяет одновременно воздействовать на четыре процедурных поля (проводить электрофорез различных лекарственных веществ). В аппарате также предусмотрен режим электропунктуры, что позволяет воздействовать на биологически активные точки синусоидальными модулированными токами СМТ. Основные виды лечебного воздействия СМТ: - обезболивающее действие; - сосудорасширяющее действие; - гипотензивное действие; - противовоспалительное действие; - противоотечное действие; - рассасывающее действие; - трофическостимулирующее действие; - стимуляция поперечнополосатой и гладкой мускулатуры.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ:

1. Наружную поверхность аппарата протирать любым разрешенным к использованию дезинфицирующим раствором, отжатым тампоном