

АЛМАГ-01 – магнитотерапевтический аппарат для локального воздействия на человека бегущим импульсным полем.

ПОРЯДОК проведения процедуры:

- 1.Подключайте сетевой шнур аппарата к розетке сети электропитания.**
- 2.Расположите линейку излучателей в области воздействия.**
- 3.Проведите процедуру.**

Эффективность лечения аппаратом подтверждена его многолетним успешным применением как в поликлиниках и стационарах, так и в домашних условиях.

Основной эффект от применения **АЛМАГ-01** заключается в усиление местного кровообращения. За счет чего налаживается обмен веществ, нормализуется питание тканей суставов, повышается обогащение крови кислородом. Все это создает необходимые условия для достижения длительной ремиссии хронических заболеваний. **Аппарат способен:**

- бороться с болью и воспалением при артрите, артрозе и остеохондрозе;**
- затормозить разрушение хрящевой ткани;**
- снимать отеки и повышать тонус сосудов;**
- восстановить функциональность суставов.**

ДЕЗИНФЕКЦИЯ:

После каждого использования поверхность аппарата, катушки-индикаторы и кабели протирать двухкратно марлевой салфеткой , смоченной в растворе , разрешенной к применению с интервалом 10-15 мин.