

АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «МАГНИТ - Мед ТеКо» ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

- 1.Подключите соединительный кабель к аппарату.
- 2.Закрепите индуктор в ручке держателя.
- 3.Подключите аппарат кнопкой «ВКЛ», на дисплее появится надпись- названия аппарата.
- 4.для перехода в главное меню необходимо нажать любую кнопку, после чего дисплей перейдет к виду главного меню- перечень из 11 режимов и 5 пользовательских режимов.
- 5.После чего нажмите кнопку «СТАРТ»
- 6.После процедуры сетевой переключатель переведите в положении «ВЫКЛ»- выключено.

Аппарат магнитотерапии универсальный «МАГНИТ – Мед ТеКо», предназначен для лечебного воздействия магнитным полем в широком диапазоне частот, модуляций, напряженности поля, что способствует активизации кровообращения, обменных процессов, стимуляции мышечной деятельности, оказывает болеутоляющее действие. Аппарат предназначен для использования в физиотерапии

Лечебные эффекты: сосудорасширяющий, катаболический, лимфодренирующий, трофостимулирующий, гипокоагулирующий, гипотензивный.

Принцип работы аппарата основан на создании магнитного поля различной формы, частоты и интенсивности с помощью индукторов, запитанных от электронного блока. Микропроцессорное устройство управляет блоком усилителя, который, в свою очередь, создает необходимые напряжения, подаваемые на индукторы с целью создания магнитного поля нужной частоты, формы и интенсивности.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ:

1. После каждой процедуры индукторы подвергают химической дезинфекции, с этой целью двукратно протирают любым разрешенным дезинфицирующим средством с интервалом 15 мин.
- 2.После обработки индукторы тщательно протирают тампоном , смоченным в воде, до удаления запаха дезинфектанта и просушивают.
- 3.Наружную поверхность аппарата дезинфицируют любым дез средством, разрешенным к использованию.