

Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический с фоторегистратором и восемью частотами повторения импульсов лазерного излучения "МИЛТА-Ф-8-01"

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

1. Включите сетевой кабель в сеть.
2. Включите аппарат кнопкой 5 (удерживая ее нажатой 2-3 сек), при этом кратковременно должны засветиться все индикаторные светодиоды прибора, кроме диода включения лазера 18 (рис 3).
3. Кнопкой 7 «РЕЖИМ» выберите параметр, который требуется установить. Установка параметра в любом режиме производится кнопкой 11.
4. В режиме выбора частоты «ЧАСТОТА» светодиоды 9 служат для индикации выбранной частоты повторения импульсов лазерного излучения.
5. «ВРЕМЯ, МИН» на индикаторе 10 отражается значение выбранной экспозиции.
6. «МОЩНОСТЬ» цифры на индикаторе 10 отражается текущее значение выбранной экспозиции. Установку требуемой мощности излучения ИК-светодиодов производите в режиме «УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ» после нажатия кнопки 17 RAY («ПУСК») при размещении терминала а ложе аппарата.
7. Повторным нажатием кнопки RAY (ПУСК) прекратите работу излучателей.
8. После окончания процедуры аппарат выключите кнопкой 5 «СЕТЬ» и выньте вилку из сети.

«МИЛТА Ф-8-01»- это новейшие медицинские аппараты, методы, лечения которых основаны на одновременном или раздельном воздействии на пациента 3-х факторов: постоянного магнитного поля, импульсного лазерного и постоянного светодиодного излучений инфракрасных волн. Лечебные эффекты: противовоспалительный, иммуномодулирующий, анальгетический, бактерицидный, противоотечный, нейротрофический и др.

Лазерная терапия показана к лечению более 200 заболеваний, в том числе: Заболевания суставов рук и ног: Артрозы, Коксартроз, Гонартроз, Деформирующий остеоартроз (ДОА), Артриты, Ревматоидный артрит, Плечелопаточный периартрит, Бурсит, Эпикондилит, Подагра, Пяточная шпора.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ:

1. Обработка аппарата и излучающей головки (терминала) производится любым разрешенным к использованию дезинфицирующим раствором.