

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Приемно-диагностическое отделение

Отсасыватель хирургический электрический 7А-23D «АРМЕД»



ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекция отсасывателя «Армед» 7А-23D включает обработку всех частей, которые контактируют с отсасываемой жидкостью.

Наружные поверхности отсасывателя протирают неабразивными дезинфицирующими средствами, например, тампоном из мягкой ткани, пропитанным 96% этиловым спиртом.

Прочие компоненты, которые контактируют с откачиваемыми жидкостями, **стерилизуют методом полного погружения** в дезинфицирующий раствор на заданное время. Например, используют «Глутарал» без разведения (время выдержки — 240 минут) или 3% раствор перекиси водорода (время выдержки — 360 минут). После этого компоненты промывают в проточной холодной воде и полностью просушивают.

Стекланную банку-сборник и металлический наконечник можно стерилизовать **паровым методом** в автоклаве при температуре 132 °С, давлении 0,2 МПа, время выдержки — 20 минут.

Важно проводить дезинфекцию и техническое обслуживание отсасывателя только в специально отведённых помещениях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Отсасыватель хирургический электрический 7А-23D «АРМЕД»

Подключение к питающей сети. Нужно подключить отсасыватель к электрической сети и включить его с помощью выключателя или педали. Важно проверить соответствие напряжения питающей сети указанному в руководстве и наличие заземления в розетке.

Проверка поплавкового устройства. Нужно открыть крышки банок-сборников, проверить ход поплавка и прочистить отверстия. Затем следует закрыть банки-сборники, соединить все трубки, перекрыть входное отверстие шланга пациента и включить отсасыватель. После этого нужно опустить шланг пациента в дистиллированную воду. Когда в банке-сборнике достигнет определённого уровня, поплавковое устройство отсечёт вакуум, предотвращая переполнение, утечку и попадание жидкости в бактериальный фильтр.

Регулировка отрицательного давления. Показания вакуумметра изменяются в пределах от 0 МПа до предельного значения 0,1 МПа. Нужно пережать входное отверстие шланга пациента и установить необходимую величину вакуума, пользуясь показаниями вакуумметра и регулятором вакуума.

Работа отсасывателя. Нужно отрегулировать необходимый уровень разрежения в соответствии с медицинскими предписаниями при помощи ручки-регулятора. При необходимости подключить один из катетеров или наконечник к аспирационной трубке. Начать работу, визуальнo контролируя уровень заполнения банки-сборника.

Завершение работы. Нужно сбросить разрежение регулятором давления, затем снять крышку и выключить отсасыватель с помощью кнопки «Сеть».

Некоторые меры безопасности: не хранить вблизи отсасывателя легковоспламеняющиеся материалы, не открывать корпус включённого в сеть отсасывателя из-за опасности поражения электрическим током