

Ультразвуковой ингалятор АЛЬБЕДО ИН-7.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

1.Подготовьте : 25 мл дистиллированной воды и залейте в отверстие аппарата в генератор и не более 100мл лекарства в распылительной камере. Оптимальный объем лекарства 30мл.

2.Включите ингалятор в сеть, 220вольт/50Гц

3.Нажмите кнопку включения ингалятора.

4.При появлении плотного тумана в распылительной камере прибор готов к работе.

Назначение:

Ультразвуковой ингалятор Альбедо ИН-7 предназначен для проведения ингаляций при помощи тонкодисперсных лекарственных аэрозолей жидких медикаментов. Может применяться в стационарах, поликлиниках, лечебно профилактических учреждениях, в домашних условиях.

Показания:

острые и хронические заболевания верхних дыхательных путей, бронхов и легких, профессиональные заболевания гортани, верхних дыхательных путей, бронхов и легких, легочный и внелегочный туберкулез фазы А и Б; острые и хронические заболевания среднего уха и околоносовых пазух; обструктивные синдромы, ларингоспазмы, респираторные, аденовирусные инфекции в остром и подостром периоде; бронхиальная астма, профилактика осложнений в послеоперационном периоде.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ:

1.После процедуры разобрать аэрозольную камеру, промыть в теплой воде и продезинфицировать в рре разрешенном к использованию. Запрещается дезинфицировать перекисью водорода и спиртосодержащими жидкостями.

2. Промыть и высушить.