

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Приемно-диагностическое отделение

Весы МП "Здоровье К" 300 ВДА 800х800 15 с ростомером

ТУ 9441-032-56692889-2012

Год выпуска 2024 г. № 1046020



ДЕЗИНФЕКЦИЯ

В инструкции по эксплуатации указано, что весы нужно чистить сухой или слегка влажной тряпкой, а использование воды и сильных химических растворителей запрещено.

К техническому обслуживанию и ремонту весов допускаются только сертифицированные производителем специалисты и центры технического обслуживания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Весы МП "Здоровье К" 300 ВДА 800х800 15 с ростомером

ТУ 9441-032-56692889-2012

Год выпуска 2024 г. № 1046020

Подготовка к использованию:

1. Распаковать транспортную коробку, осторожно снять плёнку с комплектующих.
2. Установить весы на ровную твёрдую поверхность так, чтобы они не переваливались с угла на угол и стояли горизонтально к полу. Для регулировки ножек использовать ключ на 19.
3. При регулировке ножек добиться такой высоты, которая обеспечит щель между полом и въездным пандусом 10–15 мм при ненагруженных весах.
4. Вставить два поручня на место до упора, установить стопорные винты М6 на место слегка и без усилия.
5. Установить на место перекладину поручня и наживить винты М10.
6. Установить конструкцию так, чтобы визуально она имела геометрически правильную форму, после чего с помощью соответствующих шестигранных ключей затянуть все винты с усилием, которые обеспечивают жёсткость сборки.
7. В стойку индикатора пропустить кабель, идущий от датчиков весов, и закрутить стойку в установочное место с усилием (обратить внимание на кабель — он не должен быть повреждён при установке).

Взвешивание:

1. Проверить отсутствие посторонних предметов на платформе.
2. Встать в центр грузоприёмной платформы. Светодиодный индикатор «Ноль» погаснет.
3. Через 1–3 секунды загорится светодиод «СТАБ».
4. Считать показания и встать с платформы.
5. После того, как загорится светодиодный индикатор «Ноль», можно продолжать взвешивание.

Учёт тары:

1. Когда прибор находится в режиме взвешивания и показание прибора положительное, отлично от нуля и стабильно, нажать кнопку, прибор запомнит показания как массу тары и обнулит показания значения массы.