

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Весы медицинские с ростомером ВЭМ-150 «Масса-К»



ДЕЗИНФЕКЦИЯ

В инструкции по эксплуатации указано, что весы нужно чистить сухой или слегка влажной тряпкой, а использование воды и сильных химических растворителей запрещено.

К техническому обслуживанию и ремонту весов допускаются только сертифицированные производителем специалисты и центры технического обслуживания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Назначение: для использования в спортивных клубах, клиниках и медицинских центрах и в быту, где требуется точность измерения.

Максимальный предел взвешивания: 200 кг.

Минимальный предел взвешивания: 0,2 кг.

Цена деления (дискретность): 10/20/50 г.

Класс точности: средний (III).

Тип калибровки: внешняя.

Температурный режим работы: от +10 до +40 °С. 1

Платформа: из нержавеющей стали с антискользящим покрытием.

Индикатор: светодиодный (LED), материал индикатора — пластик, степень защиты индикатора — IP64.

Питание: источник питания — аккумулятор, 220 В, работа без подзарядки -56 часов.

Режимы и опции: режим тарирования, вызов тары из памяти, режим взвешивания нестабильных грузов, расчёт индекса массы тела.

которые рекомендации по эксплуатации:

Установить весы на ровную твёрдую поверхность так, чтобы они не переваливались с угла на угол и стояли горизонтально к полу.

При регулировке ножек добиться такой высоты, которая обеспечит щель между полом и въездным пандусом 10–15 мм при ненагруженных весах.

Во время эксплуатации весов не допускать попадания каких-либо предметов и мусора в промежуток между полом и подпружиненным пандусом — это будет искажать правильность взвешивания.