

Порядок работы УВЗ цифровым управлением

1. Разрешается использовать только моющие растворы на водной основе, предназначенные специально для работы в ультразвуковых ваннах.

2. Залить в ванну моющий раствор, рекомендуемый для применения в ультразвуковых ваннах, не менее 2/3 объема рабочей емкости.

3. Очищаемые детали положите УЗВ, используйте специальные корзины



Обработка производится 2-х протираанием с интервалом 15 мин дез. раствором

Порядок работы УВЗ цифровым управлением

1). Залить в ванну моющий раствором, не менее 2/3 объема рабочей емкости.

2). Включить ванну.

3). Установить время, после установки ультразвук включается автоматически, при этом светодиодный индикатор загорится синим цветом.

4). Нагрев можно выключить, нажав одновременно обе кнопки установки температуры, при этом на индикаторе «нагрев» поочередно с показаниями температуры раствора в ванне, будет включаться символ OF.

5). После отсчета таймером установленного времени ультразвук отключится, индикатор «узв.» погаснет, прозвучит сигнал зуммера.

6). Для повторного включения необходимо нажать на одну из кнопок установки времени.

7). Ультразвук можно выключить в любой момент, нажав на одну из кнопок установки времени.

8) По окончании работы выключить ванну выключателем питания, а затем из сети.

